

## Médecine Esthétique

Découvrez nos dispositifs médicaux pour la médecine esthétique : **micro-canule, aiguille, seringue, raccords de transfert, pack chaud/froid, ...**

Toute une sélection pour les cabinets médicaux qui proposent à leurs patients une **médecine esthétique sûre et professionnelle.**

## Aesthetic Medicine

*Discover our medical devices for aesthetic medicine: **microcannulas, needles, syringes, transfer connectors, hot/cold packs, and more.***

*A comprehensive selection for **medical practices** offering their patients **safe and professional aesthetic medicine.***





# AESTHETIC



# MICRO CANULE

## MICRO CANNULA

Dispoderm

L'extrémité mousse permet une introduction atraumatique, réduisant tout risque d'hématome.

Les canules sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, à paroi fine et ont une surface lisse pour une introduction facile et atraumatiq

ue. L'embase de la canule a une forme ergonomique pour faciliter la manipulation pendant l'insertion et le retrait et un code couleur en fonction du diamètre de la canule.

L'orifice latéral à l'extrémité de la canule permet d'assurer une injection dirigée du produit.

Méthode de stérilisation : Oxyde d'éthylène.

The blunt tip is used for atraumatic introduction, thus reducing risk of hematoma.

The thin-walled cannulas, made of high quality stainless steel, have a smooth surface to ensure atraumatic introduction.

The hub is ergonomically shaped and allows smooth manipulation during insertion and removal of the cannula. It is color coded according to the diameter of the cannula.

The lateral opening on the tip of the cannula ensures precise injection of the product.

Sterilisation method: EO (Ethylene Oxide)



THIN WALL  
KR series



x20

	REF.	Ø (Gauge / mm)	Longueur Length (mm)	Couleur Color
	MI18110KR		110	
	MI1890KR	<b>18G</b> /1,25mm	90	
	MI1870KR		70	
	MI2170KR		70	
	MI2140KR	<b>21G</b> /0,81mm	40	
	MI2290KR		90	
	MI2270KR	<b>22G</b> /0,70 mm	70	
	MI2250KR		50	
	MI2370KR		70	
	MI2350KR		50	
	MI2450KR	<b>24G</b> /0,55mm	50	
	MI2438KR		38	
	MI2550KR	<b>25G</b> /0,50mm	50	
	MI2650KR		50	
	MI2638KR	<b>26G</b> /0,45mm	38	
	MI2625KR		25	
	MI2740KR	<b>27G</b> /0,40mm	40	
	MI3025KR	<b>30G</b> /0,30mm	25	

# KIT MICRO CANULE + AIGUILLE

## MICRO CANNULA KIT

D spoderm®

La dernière évolution  
en micro canule d'injection !  
The latest evolution of the  
micro cannula !

Rigidité / Rigidity

+++      ++      +

Souplesse / Flexibility


+      ++      +++



Chaque kit contient une micro canule et une aiguille de même diamètre.  
Each kit contains a micro cannula and a needle of the same diameter.

x20


### REGULAR WALL (KS)



REF.	Ø Ext. (Gauge / mm)	Ø Int. (mm)	Longueur Length (mm)
------	------------------------	----------------	----------------------------


MI2170 KS	<b>21G</b> / 0,81mm	0.50	70
MI2250 KS	<b>22G</b> / 0,70mm	0.40	50
MI2550 KS	<b>25G</b> / 0,50mm	0.25	50
MI2740 KS	<b>27G</b> / 0,40mm	0.20	40

### ULTRA THIN WALL (KE)




MI2170 KE	<b>21G</b> / 0,81mm	0.70	70
MI2250 KE	<b>22G</b> / 0,70mm	0.60	50
MI2550 KE	<b>25G</b> / 0,50mm	0.40	50
MI2740 KE	<b>27G</b> / 0,40mm	0.30	40

Fournit avec les aiguilles - Sold with needle: 21Gx40mm / 22Gx25mm / 25Gx16mm / 27Gx13mm.



### AIGUILLES MÉDECINE ESTHÉTIQUE AESTHETIC NEEDLES

# KIPIC®



### MICRO INJECTION MICRO-INJECTION



REF.	Ø (Gauge / mm)	Long. Length (mm)	Couleur Color
KIPIC33G13	0,20 / <b>33G</b>	13	●
KIPIC33G08	0,20 / <b>33G</b>	8	●
KIPIC33G04	0,20 / <b>33G</b>	4	●
KIPIC32G13	0,23 / <b>32G</b>	13	●
KIPIC32G08	0,23 / <b>32G</b>	8	●
KIPIC32G04	0,23 / <b>32G</b>	4	●
KIPIC30G13	0,30 / <b>30G</b>	13	●
KIPIC30G04	0,30 / <b>30G</b>	4	●
KIPIC27G13	0,40 / <b>27G</b>	13	●
KIPIC27G04	0,40 / <b>27G</b>	4	●

### NOKOR™ NOKOR™



300780	1,60 / <b>16 G</b>	25	●
300779	1,25 / <b>18 G</b>	40	●




IVT

# KIPIC<sup>®</sup>ophta

Découvrez l'excellence en matière de précision et d'innovation avec notre toute nouvelle gamme d'aiguilles KIPIC<sup>®</sup>ophta, spécialement conçues et certifiées pour l'ophtalmologie. Destinées aux professionnels exigeants, ces aiguilles allient sécurité, performance et confort, afin d'optimiser chaque intervention chirurgicale.

Discover excellence in precision and innovation with our brand new range of KIPIC<sup>®</sup>ophta needles, specially designed and certified for ophthalmology. Designed for demanding professionals, these needles combine safety, performance and comfort to optimize each surgical procedure.

Ref. KIPIC30G13-IVT

**Ø30G x 12.7mm**

# Loveliness

Micro Injection

Prochainement !

Coming soon !

Développée pour le marché des injections esthétiques, cette seringue est dotée d'une aiguille à double biseau super fine et ultra-pointue, pour une pénétration cutanée facile.

Developed for the aesthetic injection market this syringe has a super fine, ultra-sharp, double bevel needle for easy skin penetration.



Volume	Diam. Ø	L.
<b>0.3mL</b>	<b>30G – 31G – 32G</b>	<b>8 – 13mm</b>
<b>0.5mL</b>	<b>29G – 30G</b>	<b>8 – 13mm</b>



2

### SERINGUE LUER LOCK LUER LOCK SYRINGE

1ml



Très faible volume mort  
S'adapte à tous types d'aiguilles

*Low dead space  
Connects to all types of needles*

LUER LOCK

Polypropylène Piston  
pointu / Pin tip

L10100



LUER SLIP  
Polypropylène Piston  
pointu / Pin tip

S10100



2

### SERINGUE BD SYRINGE



BD



REF.	Volume ml	Nbre pcs Qty
------	--------------	-----------------

309658	3	200
309649	5	125
300912	10	100
305959	20	120
300629	30	60
300865	50/60	60

2  
x20

### SERINGUE D'ASPIRATION VACUUM PRESSURE SYRINGE

30ml

Seringue de 30ml avec piston autobloquant pour pression négative.

Le piston peut se bloquer tous les 5ml.

REF.  
ZZSQ30

30cc



*30ml syringe with self-locking plunger for negative pressure.*

*The plunger can lock every 5ml.*

2  
x100

### SERINGUE 1ml LL Faible espace mort 1ml SYRINGE LL Low Dead Space

1ml

REF. Volume (ml)  
SLL001PC 1



- Seringue en POLYCARBONATE
- Piston pointu pour un très faible espace mort
- Grandes ailettes sur le corps de seringue et du piston pour une meilleure prise en main lors de l'utilisation


- POLYCARBONATE syringe
- Pin tip piston for very low dead space
- Large wings on the syringe body and plunger for better grip during use

 & 

### RACCORD FEMELLE LUER LOCK POUR EMULSION CONNECTOR FOR EMULSION PROCEDURE

Raccord permettant de connecter tous types de seringues pour effectuer un transfert ou mélange de fluides.

Connector allowing you to connect all types of syringes to transfer or mix fluids.



Luer Conforme à l' ISO 80396-7



Ø int. = 2.4mm

Vendu par Boite de 100pcs de même diamètre (*boîte de 10pcs : nous consulter*)  
Sold per Box of 100pcs of same diameter (*box of 10pcs : contact us*)

REF.

Ø int. = 1.2 mm FD0000000-LLF12

Ø int. = 1.4 mm FD0000000-LLF14

Ø int. = 2.4 mm FD0000000-LLF24



Couleurs en cours de modification  
Colors currently being changed



### BOUCHON LUER LOCK CAP



FLL

REF.

FD0001711-MC

# PACKS CHAUD / FROID REPEARL®

## HOT AND COLD PACKS

REPEARL.

Ces dispositifs médicaux sont utilisés principalement pour la thermothérapie.

Froid = effet anesthésique diminuant douleur, hématomes, gonflement

Chaud = effet de vasodilatation favorisant la circulation sanguine

Composés de billes Repearl®, cela offre une malléabilité permettant de s'adapter à la zone

These medical devices are used mainly for thermotherapy.

Cold = anesthetic effect reducing pain, hematomas, swelling

Hot = vasodilation effect promoting blood circulation

Made from Repearl® beads, this provides malleability to adapt to the area



21x10cm



18.5x11.5cm



x1	REF.	DESCRIPTION
	E100B1.	Masque visage complet / Full coverage face mask
	BFYZ01	Masque yeux / Eye mask
	M500B1	Pack polyvalent / Multi purpose pack

E100B1.

BFYZ01

M500B1

Masque visage complet / Full coverage face mask

Masque yeux / Eye mask

Pack polyvalent / Multi purpose pack

### CRYOCHIRURGIE POINTE FINE CRYOSURGERY FINE TIP

Cryoalfa SUPER avec pointe en vitrocéramique 1mm + 1 cartouche, dans un blister.

Cryoalfa SUPER with ceramic tip of 1 mm + 1 cartridge, packaged in a blister.



REF.

CA-S-L



x1

### CRYOCHIRURGIE APPLICATEUR LARGE CRYOSURGERY LARGE TIP

Cryoalfa SUPER CONTACT avec applicateur contact pour une zone de 5mm de diamètre + 1 cartouche, dans un blister.

Cryoalfa SUPER CONTACT with contact tip of 5 mm in diameter + 1 cartridge, packaged in a blister.



CA-S-C5



x1

### NITRO-SPRAY CRYOPRO®

L'azote liquide est le plus largement utilisé dans la cryochirurgie moderne.

Liquid nitrogen is the most widely used coolant in modern cryosurgery.

Vendu vide (Sans azote liquide) Sold empty (without liquid nitrogen)



Description

REF.

CA-K-V16



x1

Cryopro® MINI 0,35L CX.CP.MNI  
Cryopro® MAXI 0,5L CX.CP.MAXI

Chacun fournis avec :  
x5 embouts (Ø :1mm / 0,75mm / 0,55mm / 0,4mm  
+ embout long courbe)  
x1 adaptateur de nettoyage

Provided with:  
x5 Spray tips (Ø :1mm / 0.75mm / 0.55mm / 0.4mm  
+ bent probe)  
x1 Cleaning adapter



NEW



# ICE-STICK & GEL CRYOLIPOLYSE

## ICE-STICK & CRYOLIPOLYSIS GEL

Aesthetic  
Group

### ICE-STICK AESTHETIC COOLING MASSAGER

REF.

ICE-STICK

x1

Un nouveau concept pour des massages rafraîchissants avec une cartouche glacée.  
Ice-Stick pour visage et corps.

La meilleure solution pour apaiser et rafraîchir la peau.

Ce stick rafraîchissant offre une solution réutilisable et anti-goutte avant et après le traitement, contribuant potentiellement à réduire la douleur, les gonflements et les risques d'hématomes.

La tête rafraîchissante en aluminium reste froide pendant des heures.

Il suffit de conserver la cartouche au congélateur et de la retirer quelques minutes avant utilisation.



New concept cooling massager with ice cartridge.  
Ice-Stick supports to keep your skin fresh performing cooling massage.  
The best way to cool down & soothe your skin.

This cooling device provides a reusable, non-drip solution for pre- and post-treatment to potentially help reduce pain, swelling, and risk of hematomas.

The refreshing aluminium head stays cool for hours.

Simply store the cartridge in a freezer and remove a few minutes prior to use.

x1

REF.

CRG1000

### GEL POUR CRYOLIPOLYSE

#### CRYOLIPOLYSIS GEL

##### Gel pour Cryolipolyse, 1 kg

Gel transparent, pour l'hydratation, la lubrification et la protection avec les appareils de froid.

**Composition :** eau, alcool Denat, glycérine, carbomer, TRIÉTHANOLAMINE

Température d'utilisation jusque -5°C

##### Cryolipolysis gel, 1 kg (2.2 lb)

High transparency gel for hydration, lubrication and protection for cold equipment.

**Composition:** aqua, alcohol Denat., glycerin, carbomer, TRIÉTHANOLAMINE

Operating temperature up to -5°C



## LE PREMIER DISPOSITIF INTÉGRANT LE SYSTÈME MICRO-NEEDLING AVEC L'ÉLECTROPORATION

THE FIRST DEVICE INTEGRATING THE MICRO-NEEDLING  
SYSTEM WITH ELECTROPORATION



- Régénération des cheveux
- Amélioration de l'aspect de la peau
- Éclaircissement de la peau
- Raffermissement de la peau
- Contraction des pores
- Améliorer les rides

- Hair regeneration
- Improving skin aspect
- Skin brightening
- Skin firming
- Pore contraction
- Improving wrinkle

### SPECIFICATION


Type	Electroportation & Micro Needling
Needling RPM	1 Level : 4,000 / 2 Level : 4,500 / 3 Level : 5,000
Depth of needle	0mm ~ 2.0mm
Needle cage	33G
Electroportation	5 intensity levels
Needle	Disposable sterilized needle

Ceci n'est pas un dispositif médical - This is not a medical device

REF.

Système avec aiguille électroportation  
Electroportation needle system

Électrode 9 aiguilles à usage unique pour EPN  
Disposable electrode 9 needles for EPN



EPN



EPN\_NEEDLE



# Eunsung


**Principe de l'EPN :**



Lorsque les micro-aiguilles injectent des électrodes à une profondeur de 0-2 mm sous la surface de la peau, il induit une distribution précise du complexe cosmétique à travers les pores.

L'électrode micro-aiguille induit l'électroporation instantanément pour délivrer un complexe cosmétique à travers les micropores sur les membranes de fibroblastes dermiques.

**PRINCIPLE OF EPN :**

*When injection micro needles electrodes at 0-2mm depth below the skin surface, it induces precise complex cosmetic delivery throughout pores.*

*Micro needle electrode induces electroporation instantly to deliver a complex cosmetic throughout micro pores on the dermal fibroblast membranes.*




## Chirurgie Plastique

Nous fabriquons et proposons des dispositifs telles que nos canules pour l'infiltration/prélèvement/transfert et réinjection de tissus adipeux, pack pour lipofilling, aspirateur chirurgical, tubulures d'aspiration, seringues, bocaux, pistolets de réinjection de graisse... et bien d'autres produits adaptés à la chirurgie esthétique et plastique. Notre gamme de produits est conçue pour répondre aux besoins et à l'exigence des professionnels de santé.

## Plastic Surgery

We manufacture and offer devices such as our cannulas for the infiltration/harvesting/transfer and reinjection of adipose tissue, lipofilling packs, surgical aspirators, suction tubing, syringes, jars, fat reinjection guns... and many other products suitable for aesthetic and plastic surgery. Our product range is designed to meet the needs and requirements of healthcare professionals.





# inex SURGE



# GAMME TRANCHANTE

## SHARP RANGE

Swann-Morton®

### BISTOURI STÉRILE EN ACIER INOXYDABLE

STERILE SCALPEL IN STAINLESS STEEL



### LAME DE BISTOURI STÉRILE

STERILE SCALPEL BLADE

Manche / Handle  
Réutilisable / Reusable



REF.

M31G



REF.



# GAMME TRANCHANTE

## SHARP RANGE



### LAME FINE BISTOURI STÉRILE FINE STERILE SCALPEL BLADE

2  
x25

REF. SM61 SM62 SM64 SM65 SM65A SM67 SM69 SP90 SP91



Manche pour lame "fine" / "Fine" handle  
Réutilisable / Reusable

x1  
REF.  
MFINE2



EXTRACTEUR DE LAME AUTOCLAVABLE  
AUTOCLAVABLE BLADE REMOVER

x1  
RB



# POMPE PERISTALTIQUE

## PERISTALTIC PUMP

Aesthetic  
Group

x1

## POMPE PERISTALTIQUE PERISTALTIC PUMP

REF.	Débit (ml/min) Flow rate	Vitesse Speed (rpm)
BT600M	0.007 > 2280	0.1 > 600

### Caractéristiques :

Vitesse du moteur d'affichage numérique à 3 LED.

Basculer la commande de marche / arrêt et la direction du commutateur.

Vitesse de commande de commutateur rotatif, opération facile.

Économique et durable, adapté à différentes applications.

Garantie : 3 ans.



Paramètre technique Technical parameter	Données techniques Technical data
Vitesse Speed Range	0,1 - 600 rpm
Débit Flowrate Range	0,0015 - 2280 ml/min
Courant Power Supply	AC220V +/- 10%
Consommation d'énergie Power Consumption	< 50W
Température d'utilisation Condition Temperature	0-40°C
Humidité relative Relative Humidity	< 80%
Dimensions (Long. x larg. x Haut.) Dimension (L x W x H)	254 x 184 x 145 mm
Poids Weight	4,64 kg

### Features :

3 digital LED display motor speed.

Toggle switch control start/stop and direction.

Rotary encoded switch control speed, easy operation.

Economical and durable, suitable for different application.

Warranty : 3 years.



### CANULE POUR INFILTRATION

CANNULA FOR INFILTRATION



10 orifices / 10 holes



REF.	$\varnothing$ (mm)	Longueur Length (mm)
CI18100	1,25	100
CI16150	1,65	150
CI21150	2,10	150
CI21250	2,10	250
CI25150	2,50	150
CI25300	2,50	300



### TUBULURE POUR POMPE PÉRISTALTIQUE

PERISTALTIC PUMP TUBING

REF.

TP01



Compatible avec notre pompe BT600M et la majorité des pompes péristaltiques sur le marché.

Se compose d'un tube souple Ø int. 2,9mm x Ø ext. 4,05mm x 150cm avec une partie centrale en silicone Ø int. 4,5mm x Ø ext. 8mm x 14,5cm (à insérer dans la pompe) + régulateur de débit + spike + connexion Luer Lock mâle.

Compatible with our pump BT600M and most of peristaltic pump in the market.

Consist of a flexible tube Ø int. 2,9mm x Ø ext. 4,05mm x 150cm with a central part in silicone Ø int. 4,5mm x Ø ext. 8mm x 14,5cm (to be inserted into the pump) + flow regulator + spike + male Luer Lock connection.



DIT

### TUBULURE POUR INFILTRATION

INFILTRATION TUBING



Se compose d'un tube Ø int. 6,4mm x Ø ext. 9,5mm x 275cm + spike + connexion Luer Lock mâle.

Consist of a tube Ø int. 6,4mm x Ø ext. 9,5mm x 275cm + spike + male Luer Lock connection.

# ASPIRATEUR CHIRURGICAL DOMINANT FLEX

## SURGICAL SUCTION PUMP



Version Mobile avec Pied sur Roulettes & Freins.

Premier aspirateur à débits variables sélectionnables.

Nombreuses applications :

Chirurgie générale, liposuccion, endoscopie, drainage de plaies et toutes les autres procédures qui requièrent une source d'aspiration précise et fiable.

Conception lisse pour une facilité de nettoyage et résistant aux agents désinfectants puissants.

REF.

071.00034



*Mobile Version with Foot on Casters & Brakes.*

*First suction pump with selectable variable flow rates.*

*Many applications:*

*General surgery, liposuction, endoscopy, wound drainage and all other procedures that require a precise and reliable suction.*

*Smooth design for ease of cleaning and resistant to strong disinfectants.*

### Données Techniques

Dépression maximale : -95kPa / -713 mmHg

Débits Variables / Haut débit :

40 l/mn

50 l/mn

60 l/mn

Garantie : 5 ans

Warranty : 5 years



L'aspirateur est livré avec son bocal de sécurité mais sans consommable

The suction pump is delivered with its safety canister but without consumable

## ACCESOIRES OFFERT\* par Aesthetic Group

FREE\*ACCESSORIES by Aesthetic Group

2x Supports plastique pressoir pour bocal

2x Plastic canister Holders with push button


REF.

077.0521



1x Sélecteur bocal

1x Canister Selector



=



+



+



077.0563



\*Accessoires offert lors de l'achat de l'aspirateur 071.00034 chez Aesthetic Group / \*Free accessories when purchasing the suction pump 071.00034 from Aesthetic Group

# CANULE LIPO ASPIRATION

## LIPOSUCTION CANNULA

**Lipo-one®**  
by inex

# Lipo-one® by inex



2

x6



REF.	Orifices Hole	Ø(mm)G	Longueur Length (mm)
LC31302	2	3,00	130
LC32302		3,00	230
LC42302		4,00	230
LC42802		4,00	280
LC52802		5,00	280
LC62802		6,00	280
LC31303	3	3,00	130
LC32303		3,00	230
LC42303		4,00	230
LC42803		4,00	280
LC52803		5,00	280
LC62803		6,00	280
LC31503HVS	3	3,00	150
LC32303HVS		3,00	230
LC31304H	4	3,00	130
LC32804H		3,00	280
LC313024H	24	3,00	130
LC328024H		3,00	280
LC428024H		4,00	280



### TUBE ASPIRATION STERILE LIPOSUCTION TUBING



**HIGHFLOW**

- se connecte à nos canules de lipoaspiration (LCxxxx)
- connect to our liposuction cannulas (LCxxxx)

REF.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Longueur Length (cm)
------	----------------	----------------	----------------------------

H91390E	7,00	10,00	200
H91400E	7,00	10,00	300

### TUBULURES SILICONE AUTOCLAVABLE SILICONE TUBING AUTOCLAVABLE



TS1325	1,00	3,00	
TS2425	2,00	4,00	
TS3610	3,00	6,00	
TS5925	5,00	9,00	10m
TS7122	7,00	12,00	
TS81410	8,00	14,00	
TS12182	12,00	18,00	

Livré NON STERILE

NON STERILE delivered

# BOCAL COLLECTEUR DE GRAISSE

## FAT COLLECTOR CANISTER

Lipo-one®  
by inox



### BOCAL COLLECTEUR DE GRAISSE AUTOCLAVABLE ET RE-STÉRILISABLE

- Couvercle flotteur est également autoclavable
- Flotteur de sécurité pour empêcher le débordement
- Connecteur Luer Lock situé à la base

### AUTOCLAVABLE & REUSABLE FAT COLLECTOR CANISTER

- Lid and float are also autoclavable
- Safety float to prevent overflow
- Luer Lock connector located on the bottom

#### LE KIT CONTIENT\* :

1 bocal - 1 couvercle  
10 tubes usage unique avec clamp/robinet  
1 support inox  
1 tube silicone autoclavable pour faire le vide  
Autoclavable et re-stérilisable.

AUTOCLAVABLE  
REUTILISABLE

#### THE KIT CONTAINS\*:

1 Canister - 1 Lid  
10 Disposable Tubes with Clamp/Stopcock  
1 Stainless Steel Stand  
1 Reusable Vacuum Silicon Tube Autoclavable and re-usable.



REF.	Volume (L)
S B 2 5 0	0,25
S B 5 0 0	0,5
SB1000	1
SB2000	2
SB3000	3

\*Chaque élément peut être acheté séparément.

\*Each item can be sold separately.

[www.aestheticgroup.fr](http://www.aestheticgroup.fr)

TUBE 17CM - CLAMP - ROBINET  
TUBE17CM - CLAMP - STOPCOCK

TRSB 170



# CANULE DE PRÉLÈVEMENT DE TISSU GRAISSEUX

## CANNULA FOR FAT HARVESTING

Aesthetic  
Group



x 10

	REF.	Orifices Hole	Ø(mm)	Longueur Length (mm)
	CP 3 2 3 0 1		3,00	230
	CP 4 2 3 0 1		4,00	230
V-SPATULA	CP1690V	1	1,65	90
	CP1490V		2,10	90
	CP 3 0 1 5	2	3,00	150
	CP 3 0 2 3		3,00	230
SPIRAL	CP141253HS		2,10	125
	CP30153S		3,00	150
MERCEDES	CP31503M	3	3,00	150
	CP32303M		3,00	230
	CP42303M		4,00	230
	CP32303T		3,00	230
	CP42303T		4,00	230
	CP30154H	4	3,00	150
	CP141256HMP	6	2,10	125
	CP141506HS		2,10	150
	CP122007H	7	2,80	200
	CP123007H		2,80	300
RUGUEUSE	CP141508H	8	2,10	150
ROUGH	CP301512R	18	3,00	150
	CP301524H	24	3,00	150
	CP302324H		3,00	230

# CANULE DE TRANSFERT & SPATULE

TRANSFER CANNULA & SPATULA



## CANULE DE TRANSFERT TRANSFER CANNULA



REF.	$\varnothing$ (mm)	Longueur (mm)
------	--------------------	------------------

CPOE18100	1,24	100
CPOE3195	3,00	195
CPOE3300	3,00	300

## CANULE SPATULE + POINTE PRE-TROU SPATULA CANNULA + PRE-HOLE TIP

**SCULPT-FILL**  
AESTHETIC GROUP



**ø14G (2.10mm) x 150mm**  
**ø16G (1.65mm) x 150mm**  
**ø16G (1.65mm) x 100mm**  
**ø18G (1.23mm) x 120mm**  
**ø18G (1.23mm) x 80mm**  
**ø20G (0.90mm) x 50mm**  
**ø22G (0.70mm) x 70mm**  
**ø22G (0.70mm) x 50mm**  
**ø25G (0.50mm) x 40mm**



inex SURGE

[www.aestheticgroup.fr](http://www.aestheticgroup.fr)

# CANULES DE LIPOMODELAGE POUR LE CORPS

LIPOMODELING CANNULAS FOR THE BODY

Aesthetic  
Group



2  
x10

	REF.	Ø(mm)	Long. Length (mm)
	CP112012	3	200
	CP112512	3	250
12 Orifices / Holes	CP113012	3	300
	CF141590SP	2	150
	CF142090SP	2	200
	CF142590SP	2	250
	CF142090CSP*	2	200
	CF142590CSP*	2	250
	CF111590SP	3	150
	CF112090SP	3	200
	CF112590SP	3	250
	CF112090CSP*	3	200
	CF112590CSP*	3	250
* Canule incurvée / Curved cannula	CF1420BF	2	200
	CF1425BF	2	250
	CF1120BF	3	200
	CF1125BF	3	250

# SUPPORT SERINGUES & TUBES

## SYRINGES & TUBES HOLDER


Aesthetic  
Group

### SUPPORT INOX STAINLESS STEEL RACK

POR6383 : L 12 x I 6.5 x H 8.3cm

POR36113 : L 21.5 x I 10.5 x H 11.3cm

REF.	Tubes	Seringue Syringe
POR6383	3x6	1ml/10ml
POR36113	3x6	1ml à/to 50ml



x1

### SUPPORT INOX POUR 5 SERINGUES STAINLESS STEEL RACK FOR 5 SYRINGES

Support acier inoxydable pour seringue 1ml à 10ml.

Stainless steel rack for 1ml to 10ml syringes.



x1

### SUPPORT POUR SERINGUE SYRINGE HOLDER

Support solide et en toute sécurité pour seringues d'injection Risque de blessures réduit

Solid safety stand for injection syringes  
Reduces injury risk



REF.

355466

x1

# PACKS LIPOFILLING

## FAT TRANSFER PACKS



### NANO GRAFT - Volume 1-10mL

Conçu pour une procédure qui requiert un **très petit volume** de tissu adipeux


*Designed for a procedure that requires a **very small volume** of adipose tissue*

#### REF. PACK-NALT



Description	REF.	Pc(s)
Canule d'infiltration Ø2.10mm x 150mm – 10 orifices <i>Infiltration cannula</i>	CI21150	1
Canule de prélèvement Ø2.10mm x 150mm – 8 orifices <i>Harvesting cannula</i>	CP141508H	1
Micro-canule d'injection 22G Ø0.70mm x 50mm – 1 orifice <i>Injection cannula</i>	MI2250KR	1
Micro-canule d'injection 22G Ø0.70mm x 70mm – 1 orifice <i>Injection micro cannula</i>	MI2270KR	1
Raccord de transfert FLL/FLL Øintern. 2.4mm <i>Connector</i>	FD0000000-LLF24	1
Raccord de transfert FLL/FLL Øintern. 1.4mm <i>Connector</i>	FD0000000-LLF14	1
Raccord de transfert FLL/FLL Øintern. 1.2mm <i>Connector</i>	FD0000000-LLF12	1
Seringues 10ml LL BD® <i>Syringes</i>	300912	2
Seringues 1ml LL BD® <i>Syringes</i>	309628	2
Bouchons LL <i>Caps</i>	FD0001711-MC	2
Aiguille 14G x40mm <i>Needle</i>	8300013707 (AF1440)	1
Aiguille 21g x40mm <i>Needle</i>	4710008040	1

Les tout-en-un pour les différentes étapes d'infiltration, prélèvement et de réinjection !  
The all-in-one for the different step of infiltration, harvesting and reinjection !



### MICRO GRAFT - Volume 1-10mL

Conçu pour une procédure qui requiert un **petit volume** de tissu adipeux

*Designed for a procedure that requires a **small volume** of adipose tissue*


#### REF. PACK-MILT



Description	REF.	Pc(s)
Canule d'infiltration Ø2.10mm x 150mm – 10 orifices <i>Infiltration cannula</i>	CI21150	1
Canule de prélèvement Ø2.10mm x 150mm – 8 orifices <i>Harvesting cannula</i>	CP141508H	1
Micro-canule d'injection 18G Ø1.25mm x 90mm – 1 orifice <i>Injection micro cannula</i>	MI1890KR	1
Micro-canule d'injection 21G Ø0.81mm x 40mm – 1 orifice <i>Injection micro cannula</i>	MI2140KR	1
Micro-canule d'injection 21G Ø0.81mm x 70mm – 1 orifice <i>Injection micro cannula</i>	MI2170KR	1
Raccord de transfert FLL/FLL Øintern. 1.2mm <i>Connector</i>	FD0000000-LLF12	1
Raccord de transfert FLL/FLL Øintern. 1.4mm <i>Connector</i>	FD0000000-LLF14	1
Raccord de transfert FLL/FLL Øintern. 2.4mm <i>Connector</i>	FD0000000-LLF24	1
Seringue 10ml LL BD® <i>Syringes</i>	300912	4
Seringues 1ml LL BD® <i>Syringes</i>	309628	4
Bouchons LL <i>Caps</i>	FD0001711-MC	4
Aiguille 14G x40mm <i>Needle</i>	8300013707 (AF1440)	1
Aiguille 21g x40mm <i>Needle</i>	4710008040	1

# PACKS LIPOFILLING

## FAT TRANSFER PACKS



### MEDIUMGRAFT - Volume 10-30mL

Conçu pour une procédure qui requiert un **volume moyen** de tissu adipeux


*Designed for a procedure that requires a **medium volume** of adipose tissue*

#### REF. PACK-MELT



Description	REF.	Pc(s)
Canule d'infiltration Ø2.10mm x 150mm – 10 orifices <i>Infiltration cannula</i>	CI21150	1
Canule de prélèvement Ø2.10mm x 150mm – 6 orifices spiral <i>Harvesting cannula</i>	CP141506HS	1
Canule d'injection 14G Ø2.10mm x 150mm – 1 orifice 90° <i>Injection cannula</i>	CF201590	1
Canule d'injection 17G Ø1.45mm x 90mm – 1 orifice 90° <i>Injection cannula</i>	CF14790	1
Raccord de transfert FLL/FLL Øintern. 1.2mm <i>Connector</i>	FD00000000-LLF12	2
Raccord de transfert FLL/FLL Øintern. 1.4mm <i>Connector</i>	FD00000000-LLF14	2
Raccord de transfert FLL/FLL Øintern. 2.4mm <i>Connector</i>	FD00000000-LLF24	2
Seringues d'aspiration de 30ml avec piston autobloquant <i>Vacuum syringes with self-locking plunger</i>	ZZSQ30	4
Seringue 10ml LL BD® <i>Syringes</i>	305959	6
Seringues 1ml LL BD® <i>Syringes</i>	309628	6
Bouchons LL <i>Caps</i>	FD0001711-MC	4
Aiguille 14G x40mm <i>Needle</i>	8300013707 (AF1440)	2

Les tout-en-un pour les différentes étapes d'infiltration, prélèvement et de réinjection !  
*The all-in-one for the different step of infiltration, harvesting and reinjection !*



### MACROGRAFT - Volume 10-60mL

Conçu pour une procédure qui requiert un **volume important** de tissu adipeux

*Designed for a procedure that requires a **large volume** of adipose tissue*

#### REF. PACK-MALT



Description	REF.	Pc(s)
Canule d'infiltration Ø2.10mm x 150mm – 10 orifices <i>Infiltration cannula</i>	CI21150	1
Canule de prélèvement Ø3.0mm x 230mm – 24 orifices <i>Harvesting cannula</i>	CP302324H	1
Canule d'injection 14G Ø2.10mm x 150mm – 1 orifice 90° <i>Injection cannula</i>	CF201590	1
Canule d'injection 14G Ø2.10mm x 220mm – 1 orifice 90° <i>Injection cannula</i>	CF202290	1
Raccord de transfert FLL/FLL Øintern. 1.2mm <i>Connector</i>	FD00000000-LLF12	2
Raccord de transfert FLL/FLL Øintern. 1.4mm <i>Connector</i>	FD00000000-LLF14	2
Raccord de transfert FLL/FLL Øintern. 2.4mm <i>Connector</i>	FD00000000-LLF24	2
Seringues d'aspiration de 30ml avec piston autobloquant <i>Vacuum syringes with self-locking plunger</i>	ZZSQ30	6
Seringue 10ml LL BD® <i>Syringes</i>	305959	6
Bouchons LL <i>Caps</i>	FD0001711-MC	6
Aiguille 14G x40mm <i>Needle</i>	8300013707 (AF1440)	1

# KIT LIPOSCLPTURE

## LIPOSCLPTURE KIT

Aesthetic  
Group



2  
x5

REF.

KLF000

REF. Ø(mm) Orifice Hole

CP141508H 2,10 8

MI2140KR 0,81 1

MI2170KR 0,81 1


Raccord / connector FD0000000-LLF24

14Gx40 mm

21Gx40 mm

### PACK MICROLIPOSCLPTURE MICROLIPOSCLPTURE PACK

Dispositif stérile individuellement  
Individually sterile device



Canule de prélèvement  
Cannula for fat harvesting

2 microcanules de réinjection  
2 re-injection micro cannulas

Raccord / connector

2 aiguilles pre-trou  
2 pre-hole needles

8 orifices / Holes

Tarif sur mesure selon vos besoins...

Customized price according to your needs...

### PROCEDURE PACK SUR MESURE

### PROCEDURE PACK ON DEMAND

>>> MOQ = 100 packs

1 PROCEDURE

=

1 PACK



Composez votre propre pack :

- canule d'infiltration
- canule de prélèvement
- canule de réinjection
- seringues 1/3/5/10ml
- raccords
- bouchons
- .... ou autres DM

Compose your own pack:

- infiltration cannula
- harvesting cannula
- re-injection cannula
- syringes 1/3/5/10ml
- connectors
- caps
- .... or other MD

# CANULE D'INJECTION SOUS-CUTANÉ

CANNULA FOR FAT INJECTION

Aesthetic  
Group



2

x10

REF.	Orifices degré ouverture Hole	Ø(mm)	Longueur Length (mm)
CF0965290	2	0,90	65
CFL201502LE		2,10	150
CF15745		1,65	70
CF151045		1,65	100
CF201545	1/45°	2,10	150
CF202345		2,10	230
CF10790		1,05	70
CF14790		1,45	70
CF15790		1,65	70
CF151090		1,65	100
CF16890	1/90°	1,85	80
CF201090		2,10	100
CF201590		2,10	150
CF202290		2,10	220
CF301590		3,00	150

# PISTOLET D'INJECTION

## REINJECTION GUN

Aesthetic  
Group

### PISTOLETS DE RÉINJECTION DE GRAISSE AUTOCLAVABLE FAT REINJECTION GUN

REF. Volume (ml)

R U 0 1 0 1	1ml
R U 0 1 3 0	3
R U 0 1 2 0	20
RU051060	5/10/60



RU0130



RU0120




RU0101



RU051060

REF	BD® Syringe Volume	Volume injected per time:
RU0101	1 ml	0.1 ml
RU0130	3 ml	0.8 ml (low-flow control per shot - 0.8 ml can be injected)
RU0120	20 ml	2 ml/min (1.0 ml per shot)
RU051060	5 ml	0.6 ml
	10 ml	0.8 ml
	60 ml	1 ml



3 EN 1 / 3 IN 1

# VÊTEMENTS CONTENTION

## CONTENTION GARMENT

iCompress

Couleur / Color :

Noir / Black

Blanc / White

Composition :

Uréthane élastique  
Stretch Nylon and  
urethane elastic fiber

### PANTY LONG ET ABDOMINAL GIRDLE WITH ABDOMINAL EXTENSION

REF : 01DY849



Description	1	2	3	4	5	6	7	8
Long. taille Width Waist	71	74	77	80	83	106	107	130
Long. pantalon Trousers length	73	76	79	82	85	85	85	85
Lon. jambe Leg length	38	41	44	47	50	50	50	50

x1

Tailles / Sizes :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Couleur / Color :

Noir / Black


Blanc / White

Composition :

Uréthane élastique  
Stretch Nylon and  
urethane elastic fiber

### PANTY LONG ET ABDOMINAL CHEVILLES GIRDLE WITH ABDOMINAL EXTENSION ANKLE LENGTH

REF : 05DY863



Description	1	2	3	4	5	6	7	8
Long. taille Width Waist	78	82	86	90	94	106	117	130
Long. pantalon Trousers length	93	96	99	102	105	105	105	105
Lon. jambe Leg length	66	69	72	75	78	78	78	78

x1

Tailles / Sizes :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Couleur / Color :

Noir / Black

Blanc / White

Composition :

Uréthane élastique  
Stretch Nylon and  
urethane elastic fiber

### PANTY COURT ET ABDOMINAL GIRDLE WITH ABDOMINAL EXTENSION ABOVE THE KNEE

REF : 02DY852



Description	1	2	3	4	5	6	7	8
Long. taille Width Waist	74	79	84	89	94	106	117	130
Long. pantalon Trousers length	52	57	62	66	70	70	70	70
Lon. jambe Leg length	24	28	30	32	34	34	34	34

x1

Tailles / Sizes :

S, M, L, XL, XXL

Couleur / Color :

Noir / Black


Blanc / White

Composition :

Uréthane élastique  
Stretch Nylon and  
urethane elastic fiber

### GAINE ABDOMINALE AVEC BRETELLES ABDOMINAL SUPPORTER WITH STRAPS

REF : 19DY865



Description	S	M	L	XL	XXL
Largeur taille Width waist	69	73	77	81	85
Longueur totale Overall length	37	37	37	37	37

x1

# VÊTEMENTS CONTENTION

## CONTENTION GARMENT

iCompress

Tailles / Sizes :  
S, M, L, XL, XXL

Couleur / Color :  
Noir / Black

Blanc / White  
Composition :

Uréthane élastique  
Stretch Nylon and  
urethane elastic fiber



**BODY CLASSIQUE FEMME**  
CLASSIC BODYSHAPER WOMAN

REF : 10DY850

Description	S	M	L	XL	XXL
Largeur taille Width waist	68	72	76	80	84
Larg.poitrine Chest width	78	82	86	90	94

x1

Tailles / Sizes :  
S, M, L, XL, XXL

Couleur / Color :  
Noir / Black

Blanc / White  
Composition :

Uréthane élastique  
Stretch Nylon and  
urethane elastic fiber



**BODY HOMME**  
MALE BODYSHAPER

REF : 13DY850

Description	S	M	L	XL	XXL
Larg. taille Width waist	81	85	89	93	97
Larg.torse Chest width	85	89	93	97	101
Long. totale Overall length	72	74	76	78	80

x1

Tailles / Sizes :  
S, M, L, XL, XXL

Couleur / Color :  
Noir / Black

Blanc / White

Composition :  
Nylon et uréthane  
élastique  
Stretch Nylon and  
urethane elastic fiber



**MANCHON**  
SLEEVE

REF : 37DY801B

Description	S	M	L	XL	XXL
Longueur Length	18	19	20	21	22
largeur Width	25	28	31	34	37

x2

Tailles / Sizes :  
S, M, L, XL, XXL

Couleur / Color :  
Noir / Black

Blanc / White

Composition :  
Nylon et uréthane  
élastique  
Stretch Nylon and  
urethane elastic fiber



**MASQUE RENFORCÉ POUR LIFTING**  
REINFORCED CHIN-NECK BANDAGE

REF : 35DY840

Description	S	M	L	XL	XXL
Circonférence transversale Transverse circumference	44	47	50	53	56
Circonférence transversale Transverse circumference	61	64	67	70	73

x1

# VÊTEMENTS CONTENTION

## CONTENTION GARMENT

iCompress

### SOUTIEN GORGE POST OPÉRATOIRE POST OP BRA

REF : 3291

Tailles / Sizes :

S, M, L, XL, XXL

Couleur / Color :


Noir / Black

Blanc / White

Composition :

Polyamide, élasthanne

Polyamide, elasthane



	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Size (inch)	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Cup size	A										
B											
C											
D											
DD											
F											
G											
H											

S      M      L      XL      XXL

x1

### STABILISATEUR D'IMPLANTS IMPLANTS STABILIZER BAND

REF : 8113

Taille unique / One size

Couleur / Color :

Noir / Black

Blanc / White



x1

### BANDAGE ABDOMINAL - HAUT ABDOMINAL BINDER HIGH

REF : 3208

Composition :

Polyamide, élasthanne

Polyamide, elasthane



Description	S	M	L	XL	XXL
Longueur de taille	78	86	94	102	112
Width Waist	90	98	106	116	130
Longueur totale Overall length	28,0	29,5	32,5	35,5	41,5

x1

REF.

### CENTRIFUGEUSE 10ml 10ml CENTRIFUGE

Fermerture sécurisée  
Détection automatique de déséquilibre / Ultra compact et légère **4kg**  
Digitale / Mise en pratique facile et rapide

CES10



*Lock safety  
Automatic imbalance detection / Compact and light weight  
Digital / New intuitive interface for a quick start*

La Centrifugeuse essentielle pour le traitement du sang dans les Cliniques / Hôpitaux et autres laboratoires de Diagnostic et de Recherche.

*The essential Centrifuge for Blood Processing in Clinics/ Hospital & other Diagnostic & Research labs.*



Support tube autoclavable  
(peut être vendu séparément)  
Autoclavable holder  
(can be sold separately)

REF.

MISC



### UNITÉ DE PRÉLÈVEMENT BD BD VACUTAINER SAFETY LOCK



REF.

368654



### CORPS DE PRÉLÈVEMENT PRÉ-MONTÉ AVEC LUER FEMELLE BD® BD® VACUTAINER BLOOD TRANSFER DEVICE WITH FEMELLE CONNECTOR



REF.

364810

# PLASMA RICHE EN PLAQUETTE

PLATELET-RICH PLASMA



PLASMA RICHE EN PLAQUETTE  
PLATELET-RICH PLASMA

P.R.P.

Exclusive

Pure PRP & Stem Cells Therapy for maximal results



REF.



1 tube **sous vide** pour la séparation du PRP avec gel de séparation & anticoagulant MACD7, pour collecter 10 ml de sang.

PPT-1

1 **vacuum tube** for PRP separation with gel & MACD7 (anticoagulant). for collecting 10 ml peripheral blood.

x1



Dispositifs disponibles dans notre catalogue et conseillés :

- ✓ tube **sous vide** pour la séparation du PRP - 10 ml
- ✓ canule 18G x 100 mm
- ✓ seringue 10 ml
- ✓ système de prélèvement sanguin
- ✓ seringue luer lock 1 ml
- ✓ aiguille hypodermique 30G

Devices available in our catalog and recommended :

- ✓ vacuum tube for PRP separation - 10 ml
- ✓ blunt needle 18 x 100 mm
- ✓ 10 ml syringe
- ✓ Vacutainer safety lock set
- ✓ 1 ml luer lock syringe
- ✓ hypodermic needle 30G

L'injection de concentrés de plaquettes autologues à des fins esthétiques est interdit en France selon l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 4 novembre 2015.

## Dermatologie

Nous proposons une gamme complète de dispositifs dermatologiques pour les cabinets et les dermatologues.

Nos produits sont de qualité supérieure et comprennent des **punchs à biopsie**, des **curettes**, des **kits simplifiés**, du **micro-Needling**, **protection oculaire**, ...

## Dermatology

*We offer a complete line of dermatological devices for offices and dermatologists.*

*Our products are of superior quality and include **biopsy punches**, **curettes**, **simplified kits**, **microneedling**, **eye protection**, and more.*



# DERMA



# PUNCH A BIOPSIE



## BIOPSY PUNCH



### PUNCH À BIOPSIE BIOPSY PUNCH



Les punchs à biopsie KAI sont des dispositifs médicaux stériles, à usage unique, en acier inoxydable pour des biopsies assurant précision et douceur de la peau.

La biopsie est un élément clé dans le diagnostic médical. Son plastique antidérapant, son ergonomie et sa lame tranchante particulièrement fine font du Punch à biopsie KAI la référence en matière de punchs pour biopsie.

Afin de s'adapter à la taille des carottages cutanés à réaliser, les punchs sont disponibles en différentes tailles.

La taille est gravée sur chaque punch pour une identification aisée.

La lame du punch Kai permet d'extraire un cylindre de l'épaisseur cutanée. Le punch à biopsie Kai possède un manche cannelé anti-dérapant pour assurer une prise plus précise.

REF.	Ø (mm)
48101	1.0
48115	1.5
48201	2.0
48301	2.0
48401	4.0
48501	5.0
48601	6.0
48801	8.0

*KAI Biopsy Punches are sterile, single-use, stainless steel medical devices for biopsies, ensuring precision and gentleness to the skin.*

*Biopsy is a key element in medical diagnosis. Its non-slip plastic, ergonomic design, and particularly fine, sharp blade make the KAI Biopsy Punch the benchmark in biopsy punches.*

*To adapt to the size of the skin cores to be performed, the punches are available in different sizes.*

*The size is engraved on each punch for easy identification.*

*The Kai punch blade allows for the extraction of a cylinder of skin thickness. The Kai biopsy punch has a non-slip, grooved handle for a more precise grip.*



### CURETTE DERMATOLOGIQUE DERMATOLOGICAL CURETTE



La curette Kai dispose d'un manche ergonomique et d'une lame tranchante en acier. La curette est utilisée pour réaliser des interventions sûres et précises. La lame circulaire est acérée ce qui simplifie un enlèvement des tissus, de manière précise et douce.

Elle offre au dermatologue une bonne visibilité. Le manche est ergonomique, assure un contrôle et une bonne prise en main.

*The Kai curette features an ergonomic handle and a sharp steel blade. The curette is used for safe and precise procedures. The circular blade is sharp, facilitating precise and gentle tissue removal. It provides the dermatologist with good visibility. The handle is ergonomic, ensuring control and a good grip.*

REF. Ø (mm)

50102	2.0
50103	3.0
50104	4.0
50105	5.0
50107	7.0

- Boîte de 20 curettes Kai
- Disponible en 5 tailles (Ø 2 à 7 mm)
- Emballé individuellement
- Stérile à usage unique
- Demi bordure tranchante en acier inoxydable pour tissus mous

- Box of 20 Kai curettes
- Available in 5 sizes (Ø 2 to 7 mm)
- Individually wrapped
- Sterile for single use
- Stainless steel half-edged curette for soft tissue

# KIT D'INTERVENTION

## MEDICAL INTERVENTION KIT

2

x48

Aesthetic  
Group

### SET DE CHIRURGIE I

#### SURGERY SET I

x1 absorbent drape 50x60cm with adhesive hole Ø8cm  
x1 metal Needle-holder Mayo-Hegar 140mm  
x1 metal Iridectomy scissors straight 115mm  
x1 metal Iridectomy scissors curved 115mm  
x1 metal micro Adson forceps with claws 120mm  
x1 metal micro Adson forceps without claws 120mm  
x5 non woven swabs 7,5x7,5cm

REF.

AK-2010



x48

### SET DE CHIRURGIE II

#### SURGERY SET II

x1 disposable scalpel N°15  
x1 absorbent drape 50x60cm with adhesive hole Ø8cm  
x1 metal Needle-holder Mayo-Hegar 140mm  
x1 metal Iridectomy scissors straight 115mm  
x1 metal micro Adson forceps with claws 120mm  
x5 non woven swabs 7,5x7,5cm

REF.

AK-2030



x48

### SET DE SUTURE

#### SUTURE PROCEDURE KIT

x1 absorbent drape 50x60cm with adhesive hole Ø8cm  
x1 metal Needle-holder Mayo-Hegar 140mm  
x1 metal Iridectomy scissors straight 115mm  
x1 metal micro Adson forceps with claws 120mm  
x5 non woven swabs 7,5x7,5cm

REF.

AK-2050



x48

### SET ABLATION DE SUTURE

#### SUTURE REMOVAL KIT

x1 metal Spencer stitch scissors 110mm  
x1 metal micro Adson forceps without claws 120mm  
x5 non woven balls

REF.

AK-2060



x48

# NANO NEEDLE STAMP - Auratio®

## NANO MICRONEEDLING STAMP

Aesthetic  
Group



REF.

### SYSTEME TAMPON NANO AIGUILLE + FIOLE 5ml

NANO NEEDLE STAMP + VIAL 5ml

Aiguille de  
Needle of      0.5mm    AUS05  
    1.0mm    AUS10

Système complet de micro needling.

Applicateur de sérum au toucher fin.

Contenu :

- Fiole de verre de 5ml à remplir de sérum selon l'application souhaitée
- tête vissable avec 20 nano aiguilles en Titane plaqué Or : ø 0.13mm x0.5 ou 1.0mm
- Bouchon de protection

Complete system of micro needling.

Serum applicateur Fine Touch

Component :

5ml glass vial/tank to be filled with serum to the desired application

screw head with 20 nano Gold plated Titanium needles : ø 0.13mm x0.5 or 1mm

Protection cap



Usage Unique

Stérile à l'Oxyde d'Éthylène (ETO)

Ceci n'est pas un dispositif médical

Ne pas utiliser pour des procédures médicales.

Single Use

Sterile with Ethylene Oxide (ETO)

This is not a medical device

Do not use for medical procedures.



### PROTECTION OCULAIRE LED / UV / LASER & IPL EYE SHIELD LED / UV / LASER & IPL

x25

Patch de protection LED/UV , LASER & IPL également  
Ces paires de patch assure une protection patient(e)s optimale.

Doux pour la peau et Adhésif facile à décoller.

Sans Latex

Usage Unique

REF. 600 - LASP - 25

Longueurs d'ondes (nm)	Niveau de protection du filtre (EN207)
180 - 315	D LB7 + IR LB3 + M LB3Y
> 315 - 1 400	D LB6 + IR LB7 + M LB7Y
> 1 400 - 11 000	DI LB4



x25 pair(e)s

Protection patch LED/UV , LASER & also IPL  
These pairs of patches provide optimal patient protection.

Kind to the skin and easy to peel adhesive.

Latex Free

Single Use

Wavelength (nm)	Protection levels of the filter (EN 207)
180 - 315	D LB7 + IR LB3 + M LB3Y
> 315 - 1 400	D LB6 + IR LB7 + M LB7Y
> 1 400 - 11 000	DI LB4

### COQUES DE PROTECTION PATIENT LASER/IPL/UV LASER/ IPL/ UV SAFETY GOGGLES

REF.

617

METAL

x1



### COQUES DE PROTECTION PATIENT LASER/IPL/UV LASER/ IPL/ UV SAFETY GOGGLES

REF.

616

ALUMINIUM  
“PLUS”

x1



# CRAYON DERMOGRAPHIQUE

## SKIN MARKER

Aesthetic  
Group

REF.	Trait Tip (mm)	Nb. Pcs Pcs
------	-------------------	----------------

### STYLO CHIRURGICAL STERILE SKIN MARKER FOR SURGERY

TD01 0,5 & 1,0 25



x25

**Marqueur permanent spécial Visage & Corps avec 2 pointes :  
fine de 0,5mm et large de 1,0mm de couleur violette.**

*Permanent Skin Marker for Face & Body with 2 tips :  
0.5mm thin and 1.0 mm wide in purple color.*



Stérile (OE)  
Sterilized (OE)

Les marqueurs cutanés chirurgicaux sont conçus pour permettre au chirurgien de délimiter facilement les zones sélectionnées, avant ou pendant l'intervention, grâce à une solution de couleur violet de gentiane, résistante au frottement, non toxique et hautement visible. Éliminant les désagréments liés à l'utilisation de coton-tiges imbibés de colorant, les marqueurs cutanés chirurgicaux stériles tracent des lignes ultrafines, fines, moyennes et larges, très visibles sur la peau pendant les interventions.

La règle fournie dans chaque boîte permet une mesure précise (en unités métriques et en pouces) et offre une ligne droite tout en s'adaptant à toutes les morphologies.

*The surgical skin markers are designed to allow the surgeon to conveniently demarcate selected sites, prior to or during surgical procedures with scrub-resistant, non-toxic, highly visible, gentian violet-colored solution. Eliminating the messiness and inconvenience of using cotton-tipped swabs dipped in marking dye, sterile Surgical Skin Markers produce ultrafine, fine, medium and broad lines, with high visibility on skin surfaces during surgical procedures. The accompanying ruler in each pack, permits accurate measurement (marked metrically and in inches), and provides a straight line while having the flexibility to conform to all body contours.*

## Mésothérapie


Découvrez nos dispositifs médicaux pour la mésothérapie telles que nos **aiguilles de mésothérapie**, **tubulure de mésothérapie**, **multi injecteur**... Tous nos dispositifs médicaux sont conçus pour offrir une **précision** et une **qualité optimale**.

## *Mesotherapy*

*Discover our medical devices for mesotherapy such as our mesotherapy needles, mesotherapy tubing, multi-injector... All our medical devices are designed to offer optimal precision and quality.*








Bientôt disponible !  
Coming soon !  
Ø 0,18 x 8mm



## Aiguille Micro-injection et Méso Meso Needles

# KIPIC®



## MICRO INJECTION MICRO-INJECTION



REF.	Ø (Gauge / mm)	Long. (mm)	Couleur Color
KIPIC33G13	0,20/33G	13	●
KIPIC33G08	0,20/33G	8	●
KIPIC33G04	0,20/33G	4	●
KIPIC32G13	0,23/32G	13	●
KIPIC32G08	0,23/32G	8	●
KIPIC32G04	0,23/32G	4	●
KIPIC30G13	0,30/30G	13	●
KIPIC30G04	0,30/30G	4	●
KIPIC27G13	0,40/27G	13	●
KIPIC27G04	0,40/27G	4	●

## NOKOR™ NOKOR™



KIPIC30G25	0,30/30G	25	●
KIPIC27G42	0,40/27G	42	●
KIPIC25G42	0,50/25G	42	●

300780	1,60/16G	25	●
300779	1,25/18G	40	●

# AIGUILLES / TUBULURES

## NEEDLES / TUBING

Aesthetic  
Group



REF.  
10 011

Longueur  
Length  
(cm)  
15

### CATHÉTER PISTOLET TYPE MESO-SYSTEM GUN CATHETER

Spécifiquement conçu pour l'utilisation du pistolet PRECISE  
15cm catheter.

Developed for use with PRECISE GUN.



REF.  
18 26 .P 20

Longueur  
Length  
(cm)  
150

### TUBULURE CARBOXYTHÉRAPIE CARBOXYTHERAPY TUBING

Mâle / femelle.  
Male / female.



REF.  
18 26 .P 30

Longueur  
Length  
(cm)  
150

### TUBULURE TYPE RYOBLUSH RYOBLUSH TUBING

Mâle / femelle.  
Male / female.



REF.  
18 26 .P 50

Longueur  
Length  
(cm)  
150

### TUBULURE TYPE RYOBLUSH + FILTRE RYOBLUSH TUBING + FILTER

Mâle / femelle.  
Male / female.



REF.  
A0523

### FILTRE ANTIBACTÉRIEN ANTI BACTERIAL FILTER

0,2 µm  
Mâle / femelle.  
Male / female.



“PIEUVRES” MESALYSE®

MESALYSE® “OCTOPUS”

MESALYSE



MESALYSE®

KIT MÉSOPERFUSION “PIEUVRE”  
MESO-PERFUSION “OCTOPUS” CATHETER



REF.	Aiguilles Needles (x..)	Taille Aiguilles Needle Size
100 40	0	4 connexions MLL 4 MLL Connectors
100 85	8	
101 25	12	0,5 x 16mm

**“PIEUVRES” MESALYSE®**

**MESALYSE® “OCTOPUS”**

**MESALYSE**

**MESALYSE®**

**THE ORIGINAL**

Le KIT de mésoperfusion d'ORIGINE pour la technique d'injection hypodermique

The ORIGINAL mesoperfusion KIT for the percutaneous hydrotomy technique



## Masque Hydratant Apaisant

Découvrez notre gamme de masques hydratants pour une peau éclatante et nourrie en profondeur.

Nos masques hydratants sont spécialement formulés pour offrir une **hydratation intense** et pour **apaiser votre peau** et enrichis en ingrédients nourrissants tels que **l'acide hyaluronique**, les extraits de plantes, les vitamines et les antioxydants pour revitaliser et régénérer votre peau.

### *Mesotherapy*

*Discover our range of hydrating masks for radiant, deeply nourished skin. Our hydrating masks are specially formulated to provide intense hydration and soothe your skin, enriched with nourishing ingredients such as hyaluronic acid, plant extracts, vitamins, and antioxidants to revitalize and replenish your skin.*





# BEAUTY

Bio Cell Mask  
PhytoCellTec™ MD + Hyaluronic Acid + Osmolift®

Aesthetic  
group



Bio Cell Mask  
PhytoCellTec™ MD + Hyaluronic Acid + Osmolift®  
Aesthetic group

# MASQUE HYDRATANT & APAISANT

MOISTURIZING AND SOOTHING MASK



Ce masque tissu est imprégné d'un sérum riche en acide hyaluronique, en agent liftant (Osilift®) et en cellules souches de pomme afin de soutenir la capacité de régénération naturelle de la peau et agir favorablement sur le renforcement de la barrière de protection.

La peau conserve ainsi sa jeunesse plus longtemps, son aspect est amélioré et elle paraît plus fraîche.

*This tissue mask is impregnated with a rich serum in hyaluronic acid, lifting agent (Osilift®) & apple stem cells in order to support the natural regeneration capacity of the skin and to act favorably on enhancing the protective barrier.*

*Fine lines and wrinkles are reduced, while hydration, firmness and elasticity are reinforced.*



## INGRÉDIENTS :

- PhytoCellTec™
- Acide Hyaluronique
- Osilift®

2

Bio Cell Mask

REF.



MBIOHA



Le masque bio-cellulosique apporte éclat et souplesse. Lors de l'application, cette seconde peau forme une membrane protectrice qui véhicule uniformément et efficacement les ingrédients dont elle est imprégnée. Ce masque hydrate et adoucit la peau.

Bio cellulose mask soothes and hydrates the skin, giving it a radiant & supple appearance after just 20 minutes of use. When applied, it forms a protective membrane that carries efficiently the beneficial ingredients contained in powerful serums. This bio-cellulose mask deeply hydrates and softens the skin.

### INGRÉDIENTS :

- Aloe vera
- Hyaluronic acid
- Collagen
- Glycerin
- Fucogel®



REF.

HA Hydro-Mask




MHACAV



Aesthetic  
Surge  
Derma  
Meso  
Beauty

# OEM solution



info@aestheticgroup.fr