

Codman[®]
SPECIALTY SURGICAL

UNE DIVISION D'INTEGRA LIFESCIENCES



Integra[®]
Codman Omni-Tract[®]
Catalogue produits
Édition 2021

INTEGRA[®]
LIMIT UNCERTAINTY

Table des matières

Configuration des rétracteurs	5
Omni-Tract[®] composants du cadre	7
Omni-Tract[®] rétracteurs et lames	15
Omni-Tract[®] kits recommandés	33
Système de rétraction pour chirurgie générale	34
Système de rétraction pour chirurgie vasculaire	35
Système de rétraction pour chirurgie urologique	36
Système de rétraction pour chirurgie pédiatrique	37
Système de rétraction abdomen supérieur	38
Système de rétraction pour chirurgie lombaire par voie antérieure (ALIF)	39
Omni-Tract[®] kits spéciaux	41
Système de rétraction Omni-Tract mini	42
Système de rétraction Pittman pour artère thoracique interne	43
Élévateur fémur	43
Système de rétraction Omni-Tract [®] pour hanche	44
Système de rétraction Omni-Tract [®] pour genou	45
Lapo-Tract [™]	46
Omni-Tract[®] système Speed-Tract[™]	47

Service clients :

International

+33 (0)4 37 47 59 50
+33 (0)4 37 47 59 25 (Fax)
csemea@integralife.com

France

+33 (0)4 37 47 59 10
+33 (0)4 37 47 59 29 (Fax)
custservfrance@integralife.com

Belgique & Luxembourg

+32 (0) 2 257 4130
+32 (0) 2 253 2466 (Fax)
custsvcbenelux@integralife.com

Pays-Bas

+31(0)852083167
+31(0)207093627 (Fax)
custsvcnetherlands@integralife.com

Royaume-Uni

+44 (0) 1264 312 725
+44 (0) 1264 312 821 (Fax)
custsvcs.uk@integralife.com

Italie

+39 (0) 2 577 89 21
+39 (0) 2 575 11 371 (Fax)
custsvcitaly@integralife.com

Garantie limitée Integra

INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION et les filiales qui lui appartiennent (« INTEGRA ») garantissent aux distributeurs agréés de produits INTEGRA et à l'acheteur original uniquement, que chaque nouveau produit INTEGRA ne comporte aucun défaut de fabrication au niveau des matériaux et de la conception, et ce pour une utilisation et un entretien normaux pendant un (1) an (sauf mention contraire accompagnant les accessoires) à compter de la date de livraison des produits par INTEGRA (ou son distributeur agréé) à l'acheteur original. Cette garantie ne s'applique en aucun cas au-delà des dates limites d'utilisation indiquées sur les produits. Pour les produits vendus par INTEGRA par l'intermédiaire d'un distributeur agréé, « l'acheteur original » inclut l'acheteur de produits INTEGRA auquel le distributeur vend initialement le produit.

- Les instruments chirurgicaux sont garantis contre tout défaut de matériau et de fabrication, à condition qu'ils soient nettoyés correctement et utilisés normalement dans le cadre des procédures prévues.
- Si les produits couverts par cette garantie ont été cédés par INTEGRA dans le cadre d'une location ou d'un achat par paiements échelonnés, en cas de réparations avant la fin du contrat de location/d'achat, ces réparations seront effectuées selon les conditions décrites dans ledit contrat.

Si le défaut couvert par la garantie se révèle pendant la période de garantie ou avant la fin du contrat de location/d'achat, l'acheteur ou le distributeur s'adresseront directement à INTEGRA. Si l'acheteur ou le distributeur souhaitent faire valoir la présente garantie, ils doivent retourner le produit concerné à INTEGRA. Le produit défectueux devra être retourné rapidement, dans un emballage correct et affranchi. En cas de perte ou dommage résultant de cet envoi à destination d'INTEGRA, les frais seront à la charge de l'expéditeur. Selon la présente garantie, INTEGRA est uniquement tenu de réparer ou échanger le produit, selon le choix d'INTEGRA, qui en assurera les frais, conformément aux conditions de cette garantie et aux accords applicables.

EN AUCUN CAS, LA SOCIÉTÉ INTEGRA NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS, INDIRECTS OU DISSUASIFS EN RAPPORT AVEC L'ACQUISITION OU L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT INTEGRA. De plus, cette garantie ne saurait s'appliquer, et la société INTEGRA ne saurait être tenue responsable, dans le cas d'une quelconque perte en rapport avec l'achat ou l'utilisation de tout produit INTEGRA : réparé par une personne autre qu'un représentant du service après-vente d'INTEGRA ; modifié d'une quelconque manière altérant sa stabilité ou sa fiabilité, selon INTEGRA ; ayant subi une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident ; ou utilisé d'une manière autre que celle indiquée dans les instructions fournies par INTEGRA.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE D'INTEGRA EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, OU TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPUTABLE À INTEGRA OU À SES DISTRIBUTEURS ; INTEGRA N'ENDOSSE NI N'AUTORISE AUCUN REPRÉSENTANT NI AUCUNE AUTRE PERSONNE À ENDOSSER POUR ELLE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ EN RAPPORT AVEC LES PRODUITS INTEGRA.

INTEGRA SE DÉGAGE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE TACITE DE VALEUR COMMERCIALE OU DE POSSIBILITÉ D'UTILISATION DANS UN BUT PRÉCIS, OU TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ, AINSI QUE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE FOURNIE AUX PATIENTS. Aucune garantie ne peut être créée par un quelconque document ou une quelconque déclaration ; la présente garantie standard ne peut être modifiée en aucune manière, sauf dans le cas d'un document signé par un membre du comité directeur d'INTEGRA. Ces limites concernant la création ou la modification de la présente garantie ne peuvent être annulées ni modifiées verbalement ou d'une quelconque manière.

EN AUCUN CAS, LES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS INTEGRA NE SAURAIENT ÊTRE TENUS DE VERSER À L'ACHETEUR ORIGINAL DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ACCIDENTELS, INDIRECTS OU DISSUASIFS EN RAPPORT AVEC L'ACQUISITION OU L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT INTEGRA. De plus, la présente garantie ne saurait s'appliquer, et les distributeurs agréés d'INTEGRA ne sauraient être tenus responsables envers l'acheteur original, dans le cas d'une quelconque perte en rapport avec l'achat ou l'utilisation de tout produit INTEGRA : réparé par une personne autre qu'un représentant du service après-vente d'INTEGRA ; modifié d'une quelconque manière altérant sa stabilité ou sa fiabilité ; ayant subi une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident ; ou utilisé d'une manière autre que celle indiquée dans les instructions fournies par INTEGRA. CETTE GARANTIE LIMITÉE À DESTINATION DES DISTRIBUTEURS INTEGRA EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, FOURNIE À L'ACHETEUR ORIGINAL, ET TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ ENVERS L'ACHETEUR ORIGINAL DE LA PART DES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS INTEGRA.


LES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS INTEGRA SE DÉGAGENT DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, FOURNIE À L'ACHETEUR ORIGINAL, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE TACITE DE VALEUR COMMERCIALE OU DE POSSIBILITÉ D'UTILISATION DANS UN BUT PRÉCIS, OU TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ, AINSI QUE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE FOURNIE AUX PATIENTS.

Limitez l'incertitude avec de la flexibilité pour vos approches chirurgicales

Omni-Tract Surgical compte plus de 30 ans d'expérience dans la conception de rétracteurs avec fixation sur la table.

En fixant le support des rétracteurs sur le rail de la table d'opération, vous êtes à même d'orienter les rétracteurs selon n'importe quel angle avec une pression exacte pour des expositions unilatérales, bilatérales ou sur plusieurs niveaux.

La fixation sur la table d'opération permet d'éviter la migration des rétracteurs manuels et autostatiques. Les systèmes de rétraction Wishbone® conviennent à toutes les tailles de patients et sont adaptés à de multiples spécialités chirurgicales.



Pour rétracter dans toutes les directions, ajoutez notre Bras d'extension à charnière.



Integra® Omni-Tract®
composants du cadre

SYSTÈMES OMNI-TRACT FLEX™

Supports champ stérile




Support Omni-Flex™

Référence	Longueur (en cm)
10244	49,3

Bras support et bases

Bras d'extension Omni-Flex™



Référence	Longueur (en cm)	Supports champ stérile compatibles
11070	51	10244

Bras support Omni-Flex™




Référence	Supports champ stérile compatibles
11050	10244, 11070



Bras Omni-Flex™ Wishbone®

Référence	Type	Bras support compatibles
10269	Standard	11050
10270	Petit	11050



Bras base sous genou

Référence	Bras support compatibles
10419	11050

SYSTÈMES OMNI-TRACT FAST



Support Omni-FastSystem™

Référence	Longueur (en cm)
4080	49,3



Support Omni-LapoTract™


Référence	Longueur (en cm)
3700	38,4



Support Omni deux pinces


Référence	Longueur (en cm)
4944	61,7

Bras support et bases



Bras d'extension Omni-FastSystem™

Référence	Longueur (en cm)	Supports champ stérile compatibles
4988	51	4080, 3700, 4944



Bras Omni FastSystem™ Wishbone®

Référence	Type	Supports champ stérile compatibles
4020	Standard	4080, 3700, 4944, 4988
4985	Petit	4080, 3700, 4944, 4988



Omni Ring™ circulaire


Référence	Type	Diamètre (en cm)	Supports champ stérile compatibles
4070	1 bras	30,5	4080, 3700, 4944, 4988
11861	2 bras	30,5	4080, 3700, 4944, 4988



Omni Ring™ ovale


Référence	Type	Largeur x Longueur (en cm)	Supports champ stérile compatibles
4090	1 bras	30,5 x 45,7	4080, 3700, 4944, 4988

Wishbone



Barre transversale

Référence	Longueur (en cm)	Supports champ stérile compatibles
4943	30 x 12,7 x 30	4080, 3700, 4944, 4988



Barre transversale pivotante

Référence	Longueur (en cm)	Supports champ stérile compatibles
4940	43,1 x 12,7 x 45	4080, 3700, 4944, 4988



Barre transversale droite

Référence	Longueur (en cm)	Supports champ stérile compatibles
11382	73,7	4080, 3700, 4944, 4988



Bras latéral incliné à 125 °


Référence	Longueur (en cm)	Supports champ stérile compatibles
3732	17,8 x 40,6	4080, 3700, 4944, 4988

Wishbone (suite)




Bras latéral incliné à 75°

Référence	Longueur (en cm)	Supports champ stérile compatibles
3759	20,3 x 45,7	4080, 3700, 4944, 4988



Barre transversale avec pinces

Référence	Type	Longueur (en cm)	Supports champ stérile compatibles
3076	3 pinces réf. 3586	30 x 12,7 x 30	4080, 3700, 4944, 4988




Bras avec pince

Référence	Type	Longueur (en cm)	Supports champ stérile compatibles
3654	1 pince réf. 3586	57,2	4080, 3700, 4944, 4988

AUTRES SYSTÈMES OMNI-TRACT


Supports champ stérile



Support sur un pied pour chirurgie rachidienne

Référence	Longueur (en cm)
11590	49,3
11925	53,3

Pince rail




Référence	Description
4547	Pince rail universelle

Supports



Assemblage support, 1 jointure

Référence	Longueur (en cm)	Pinces compatibles
3055	51	4547
11384	76,2	4547



Assemblage support, 2 jointures

Référence	Longueur (en cm)	Pinces compatibles
3030R	59,7	4547



Bras support pour chirurgie rachidienne


Référence	Longueur (en cm)	Pinces compatibles
11920	45,7	4547



Support Bullseye 1 bras

Référence	Longueur (en cm)	Pinces compatibles
11840	49,3	4547

BRAS D'EXTENSION



Bras d'extension à charnière

Référence	Type	Longueur (en cm)	Pinces compatibles
11121	Court	48	Compatible avec toutes les pinces standards
3588	Long	63	Compatible avec toutes les pinces standards

PINCES STANDARDS

Toutes les pinces présentées ici sont compatibles avec les bases, bras, barres et bras d'extension Wishbone et avec les bases Omni Ring™ répertoriés aux pages 8 à 11. Elles peuvent recevoir des tiges de diamètre 0,95 cm (0,375").



Référence	Description
4040	Pince rétracteur SnapClamp™



Référence	Description
11030	Pince rétracteur SideSnap™



Référence	Description
3740	Pince rétracteur FlexClamp™



Référence	Description
3586	Pince rétracteur Circle Clamp



Référence	Description
3595	Pince rétracteur Quick Clamp


AUTRES PINCES

La pince ci-dessous est compatible avec les mêmes éléments que les pinces standards et peut recevoir tous les rétracteurs, qui sont fixés à l'aide d'une sangle.



Référence	Description
10272	Pince à assemblage de lame avec sangle, fourni avec une sangle de 68,8 cm (27")

La pince ci-dessous est compatible avec les bases et bras de diamètre 0,95 cm et peut recevoir des tiges de diamètre 0,95 cm.



Référence	Description
3610	Pince à assemblage

SUPPORTS POUR INSTRUMENTS ET ENDOSCOPES



Référence	Description	Diamètre de la tige (en cm)	Pinces compatibles
3720	Porte endoscope	0,95	Compatible avec toutes les pinces standards



Référence	Description	Diamètre de la tige (en cm)	Pinces compatibles
3900	Porte instruments	0,95	Compatible avec toutes les pinces standards




Référence	Description	Diamètre du bras (en cm)	Pinces compatibles
3890	Assemblage support à instruments	2,54	Compatible avec la pince réf. 4547

ENSEMBLE PLATEAU ET COUVERCLE DE STÉRILISATION




Référence	Description	Largeur x longueur x hauteur (en cm)
3424	Ensemble plateau/couvercle - Standard	30,5 x 45,7 x 10,2
3422R	Ensemble plateau/couvercle - Grand	31,8 x 67,3 x 11,8


AUTRES ENSEMBLES PLATEAU ET COUVERCLE DE STÉRILISATION




Référence	Description
11860	Plateau et couvercle de stérilisation, pour kit de rétraction pour chirurgie lombaire par voie antérieure



Référence	Description
11355	Ensemble plateau et couvercle de stérilisation GhosTract



Référence	Description
10487	Panier supérieur - Genou



Référence	Description
10498	Panier inférieur - Genou



Référence	Description
10493	Ensemble plateau et couvercle - Genou




Integra[®]
Omni-Tract[®]
Rétracteurs et lames


TYPES DE RÉTRACTEURS

RÉTRACTEURS - non amovibles

Rétracteurs fixes



Rétracteurs pivotants



Dimensions de la tige

Description	Longueur	Diamètre
Standard	20,3 cm	0,95 cm
Petit	15,2 cm	0,95 cm
Mini	15,2 cm	0,95 cm

LAMES - amovibles

Lames




Différents supports de lames

avec



ou



ou



Lames perforées








avec

Supports de lames à mollette



FONCTIONS HABITUELLES DES DIFFÉRENTS TYPES DE LAMES


			Chir. générale	Abdominale	Vasculaire	Urologique	Pédiatrique
1	Deaver	Tissus secondaires profonds	✓	✓	✓	✓	
2	Fence	Intestin	✓	✓			
3	Harrington	Foie, rate, pancréas (organe)	✓	✓			
4	Malléable	Multifonctions					
	- Pleine	Structures plus résistantes, plus volumineuses/lourdes	✓	✓	✓	✓	✓
	- A fentes	Structures souples, moins volumineuses					
5	Mayo	Paroi du corps	✓	✓		✓	✓
6	Rénal	Artère	✓	✓	✓		
7	Splanchnique	Tissus secondaires profonds	✓	✓	✓	✓	✓
8	Kelly		✓				
9	Marshall	Vessie				✓	
10	Richardson	Petits sites			✓		✓
11	Sternal	Côte	✓	✓	✓		
12	Griffes	Vasculaire			✓		✓
13	Fence à branches			✓	✓		
14	Nathanson	Foie		✓			




SUPPORTS LAMES



Référence	Description	Diamètre de la tige (en cm)
3910	FastSnap	0,95



Référence	Description	Diamètre de la tige (en cm)
11360	GhosTract deux côtés (pivotant et fixe)	0,95



Référence	Description	Diamètre de la tige (en cm)
11119	Articulé	0,95




Référence	Description
11610R	Articulé avec pince SnapClamp™



Référence	Description
10144R	Articulé avec pince SnapClamp™ et crémaillère




Référence	Description	Longueur (en cm)	Diamètre de la tige (en cm)
3046R	Tige	15,2	0,95
3069	Tige	22,9	0,95
11383	Tige	61	0,95
3557	Tige - inclinée à 155°	48,3	0,95



Référence	Description	Longueur (en cm)	Diamètre de la tige (en cm)
3622	Tige avec mollette réf. 3626	15,2	0,95
3623	Tige avec mollette réf. 3626	22,9	0,95

SUPPORT LAME MICRO-AJUSTABLE




Référence	Description
3178R	Support lame micro-ajustable, complet



Référence	Description
3177	Support lame micro-ajustable




Référence	Description
3630	Mollette micro-ajustable



Référence	Description
4954	Pince à assemblage

SANGLES



Référence	Description	Longueur (en cm)
11182	Sangles de rechange (x 12)	30,5
11183	Sangles de rechange (x 12)	68,6

Tous les rétracteurs et toutes les lames présentés ici sont compatibles, à l'aide de différentes pinces, avec tous les supports Omni Ring™ tous les bras et toutes les barres présentés ci-dessus.

ANTÉRIEUR



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
4977	3,8 x 7,6	Rétracteur - pivotant (petit)

CLOWARD




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3914	1,3 x 7,6	Lame

CLOWARD BISEAUTÉ




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3915	1,9 x 3,2	Lame
3916	1,9 x 3,8	Lame

DEAVER



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3185	2,5 x 12,7	Rétracteur - fixe
3274	3,8 x 15,2	Rétracteur - fixe
3187R	5,1 x 12,7	Rétracteur - fixe
3531	7 x 20,3	Rétracteur - fixe
3120R	7,6 x 10,2	Rétracteur - fixe (petit)
3121R	10,1 x 14	Rétracteur - fixe
3854R	3,8 x 15,2	Rétracteur - pivotant
3848	5,1 x 12,7	Rétracteur - pivotant
3784	7 x 11,4	Rétracteur - pivotant
11400R	7 x 11,4	Lame
3222R	7 x 11,4	Lame perforée

DOHERTY - LGH




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3092	10,8 x 7,6	Lame perforée

DOHERTY - HARRINGTON



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3091R	14 x 22,9	Lame perforée

FENCE



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3892	10,2 x 12,7	Rétracteur - pivotant
3772	10,2 x 15,2	Rétracteur - pivotant
3856R	10,2 x 20,3	Rétracteur - pivotant
11401R	10,2 x 15,2	Lame
3223R	10,2 x 12,7	Lame perforée
3098	10,2 x 15,2	Lame perforée
3535	10,2 x 20,3	Lame perforée

FENCE À BRANCHES



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
4637	6,7 x 15,2	Rétracteur - pivotant
3137	7,6 x 15,2	Lame perforée

AINE



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3590	3,8 x 8,9	Rétracteur - pivotant

HARRINGTON SWEETHEART



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3398	5,1 x 12,7	Rétracteur - fixe
3399R	6,4 x 17,8	Rétracteur - fixe
3794	5,1 x 12,7	Rétracteur - pivotant
3796	6,4 x 17,8	Rétracteur - pivotant
11402	5,1 x 12,7	Lame
3596	5,1 x 12,7	Lame perforée
3597	6,4 x 17,8	Lame perforée

CROCHET



Référence	Profondeur (en cm)
4615R	7,6
4621	10,2
4622	12,7

HOHMAN – DEUX DENTS



Référence	Longueur (en cm)	Type
10385	13,7	Lame fournie avec deux sangles de 33 cm (13")

HOHMAN – UNE DENT




Référence	Longueur (en cm)	Type
10386	13,7	Lame fournie avec deux sangles de 33 cm (13")

KELLY



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3906R	5,1 x 7,6	Rétracteur - pivotant
3907R	5,1 x 10,2	Rétracteur - pivotant
3908R	5,1 x 12,7	Rétracteur - pivotant
3909	5,1 x 15,2	Rétracteur - pivotant

KELLY MODIFIÉ



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3145R	7,6 x 7,6	Rétracteur - fixe
3146	7,6 x 8,9	Rétracteur - fixe
3147R	7,6 x 10,2	Rétracteur - fixe
3148	7,6 x 11,4	Rétracteur - fixe
3862	7,6 x 6,4	Rétracteur - pivotant
3864	7,6 x 10,2	Rétracteur - pivotant

LATÉRAL À BEC




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3917	1,9 x 5,1	Lame
3918	2,5 x 5,1	Lame
3919	2,5 x 7,6	Lame

LECHNER-HARRINGTON



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3093	12,7 x 8,9	Lame perforée

POUMON




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3265R	3,8 x 20,3	Rétracteur - fixe (malléable)

MALLÉABLE



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
4963	1,3 x 2,5	Rétracteur - pivotant (petit)
4964	1,9 x 5,1	Rétracteur - pivotant (petit)
4965	1,9 x 7,6	Rétracteur - pivotant (petit)
4966	1,9 x 10,2	Rétracteur - pivotant (petit)
4967	2,5 x 2,5	Rétracteur - pivotant (petit)
4968	2,5 x 10,2	Rétracteur - pivotant (petit)
4969	2,5 x 12,7	Rétracteur - pivotant (petit)
4970	2,5 x 15,2	Rétracteur - pivotant (petit)
4971	3,8 x 7,6	Rétracteur - pivotant (petit)
4972	3,8 x 10,2	Rétracteur - pivotant (petit)
4973	3,8 x 12,7	Rétracteur - pivotant (petit)
4974	3,8 x 15,2	Rétracteur - pivotant (petit)
3870	3,8 x 17,8	Rétracteur - pivotant
3872	5,1 x 16,5	Rétracteur - pivotant
3874	5,1 x 20,3	Rétracteur - pivotant
3876R	7,6 x 16,5	Rétracteur - pivotant
3878R	7,6 x 20,3	Rétracteur - pivotant
3880R	10,2 x 16,5	Rétracteur - pivotant
3882R	10,2 x 20,3	Rétracteur - pivotant
3603	1,9 x 5,1	Lame perforée
3604	1,9 x 7,6	Lame perforée
3605	1,9 x 10,2	Lame perforée
3391	2,5 x 10,2	Lame perforée
3392R	2,5 x 12,7	Lame perforée
3393R	2,5 x 15,2	Lame perforée
3394R	2,5 x 17,8	Lame perforée
3373R	3,8 x 7,6	Lame perforée
3374R	3,8 x 10,2	Lame perforée
3375R	3,8 x 12,7	Lame perforée
3376R	3,8 x 15,2	Lame perforée
3377R	3,8 x 17,8	Lame perforée
3150R	5,1 x 16,5	Lame perforée
3532	5,1 x 20,3	Lame perforée
3151R	7,6 x 16,5	Lame perforée
3533	7,6 x 20,3	Lame perforée
3152R	10,2 x 16,5	Lame perforée
3534	10,2 x 20,3	Lame perforée

MALLÉABLE À FENTES



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3911	3,8 x 15,2	Rétracteur - pivotant
3788	5,1 x 16,5	Rétracteur - pivotant
3790	7,6 x 16,5	Rétracteur - pivotant
11403R	5,1 x 16,5	Lame
3592	5,1 x 16,5	Lame perforée
3593	7,6 x 16,5	Lame perforée

MARSHALL - PROSTATE



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3537	8,1 x 14	Lame perforée

MARSHALL - VESSIE




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3792	7,6 x 15,2	Rétracteur - pivotant

MAYO



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3096	7 x 5,1	Rétracteur - fixe (petit)
3175R	8,9 x 7	Rétracteur - fixe (petit)
4978	2,5 x 2,5	Rétracteur - pivotant (petit)
4979	5,1 x 3,8	Rétracteur - pivotant (petit)
4980	5,1 x 5,1	Rétracteur - pivotant (petit)
3883R	5,1 x 5,1	Rétracteur - pivotant
4981	7 x 5,1	Rétracteur - pivotant (petit)
3335	7 x 5,1	Rétracteur - pivotant
3866R	7 x 7,6	Rétracteur - pivotant
3397R	8,9 x 5,1	Rétracteur - pivotant
3536	8,9 x 7	Rétracteur - pivotant
3868R	8,9 x 10,2	Rétracteur - pivotant
11404R	7 x 5,1	Lame
3132R	7 x 5,1	Lame perforée
3133	7 x 7,6	Lame perforée
3142	8,9 x 7	Lame perforée
3176	8,9 x 10,2	Lame perforée
11385	7 x 5,1	Lame perforée
11386	8,9 x 7	Lame perforée

MÉDIAL

Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3921	3,2 x 7,0	Lame
3922	3,8 x 7,0	Lame
3923	3,8 x 8,9	Lame

MEYERDING – MOUSSE


Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3926	2,5 x 7,6	Lame
3927	5,1 x 6,4	Lame
3928	5,1 x 7,6	Lame

MEYERDING – MODIFIÉ

Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3931	7 x 6,8	Lame (gauche)
3932	7 x 6,8	Lame (droite)

MEYERDING – HANCHE

Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
4600	2,5 x 6,4	Lame
4601	2,5 x 8,9	Lame
4602	2,5 x 11,4	Lame
4603R	2,5 x 14	Lame
4604	5,1 x 6,4	Lame
4605	5,1 x 8,9	Lame
4606	5,1 x 11,4	Lame
4607	5,1 x 14	Lame

MULIER

Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
4592	2,5 x 6,4	Lame
4593	2,5 x 8,9	Lame
4594	2,5 x 11,4	Lame
4595	2,5 x 14,0	Lame
4596R	5,1 x 6,4	Lame
4597	5,1 x 8,9	Lame
4598	5,1 x 11,4	Lame
4599	5,1 x 14,0	Lame

NATHANSON



Référence	Dimensions	Type
11627	Grand	Rétracteur
11628	Moyen	Rétracteur
11629	Petit	Rétracteur
11931	Petit	Rétracteur avec embout à préhension
11932	Moyen	Rétracteur avec embout à préhension
11933	Grand	Rétracteur avec embout à préhension

PCL – DEUX DENTS



Référence	Longueur (en cm)	Type
10387	22,4	Lame fournie avec deux sangles de 33 cm (13")

PCL – UNE DENT



Référence	Longueur (en cm)	Type
10388	22,4	Lame fournie avec deux sangles de 33 cm (13")

POSTÉRIEUR



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
4975	4,4 x 7,6	Rétracteur – pivotant (petit)
4976	4,4 x 10,2	Rétracteur – pivotant (petit)

GRIFFES



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
4958	2,2 x 1,3	Rétracteur courbe – pivotant (petit)
4957	2,2 x 2,5	Rétracteur courbe – pivotant (petit)


GRIFFES – MICRO-AJUSTEMENT



Référence	Profondeur (en cm)	Type
3259R	41,5	Griffes mousses - courbes
3650	41,5	Griffes mousses - carrées
3765	41,5	Griffes pointues - courbes



GRIFFES - GENOU




Référence	Profondeur (en cm)	Type
10389	1,9	Lame fournie avec une sangle de 33 cm (13")
10390	3,2	Lame fournie avec une sangle de 33 cm (13")
10391	6	Lame fournie avec une sangle de 33 cm (13")

RÉNAL



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11405R	2,5 x 15,2	Lame

VEINE RÉNALE



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3203	2,5 x 11,4	Rétracteur – fixe
3101R	2,5 x 15,2	Rétracteur – fixe
3530	2,5 x 20,3	Rétracteur – fixe
3786	2,5 x 10,2	Rétracteur – pivotant
3782	2,5 x 15,2	Rétracteur – pivotant
3216	2,5 x 11,4	Lame perforée
3217	2,5 x 15,2	Lame perforée

VEINE RÉNALE



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
4935	2,5 x 10,2	Rétracteur – fixe
4936	2,5 x 15,2	Rétracteur – fixe
4937	2,5 x 20,3	Rétracteur – fixe
4927	2,5 x 10,2	Rétracteur – pivotant
4928	2,5 x 15,2	Rétracteur – pivotant
4929	2,5 x 20,3	Rétracteur – pivotant
4931	2,5 x 10,2	Lame perforée
4932	2,5 x 15,2	Lame perforée
4933	2,5 x 20,3	Lame perforée

RICHARDSON



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
4959	1,9 x 2,5	Rétracteur – pivotant (petit)
3104R	1,9 x 3,8	Rétracteur – pivotant
4960	2,5 x 2,5	Rétracteur – pivotant (petit)
3103R	2,5 x 2,5	Rétracteur – pivotant
3105R	2,5 x 3,8	Rétracteur – pivotant
4961	2,5 x 5,1	Rétracteur – pivotant (petit)
3220	3,8 x 3,8	Rétracteur – pivotant
3929	1,9 x 5,1	Lame

SPLANCHNIQUE



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3201	5,1 x 11,4	Rétracteur – fixe
3099	5,1 x 15,2	Rétracteur – fixe
3529	5,1 x 20,3	Rétracteur – fixe
4962	3,8 x 8,9	Rétracteur – pivotant (petit)
3798	3,8 x 10,2	Rétracteur – pivotant
3800	3,8 x 15,2	Rétracteur – pivotant
3888	5,1 x 11,4	Rétracteur – pivotant
3774	5,1 x 15,2	Rétracteur – pivotant
11406	5,1 x 15,2	Lame
11407	5,1 x 20,3	Lame
3602	3,8 x 10,2	Lame perforée
3601	3,8 x 15,2	Lame perforée
3218	5,1 x 11,4	Lame perforée
3219	5,1 x 15,2	Lame perforée

ST MARK



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11409	6,4 x 17,8	Lame

STERNAL



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3094R	7,6 x 7,6	Rétracteur – fixe
11408	7,6 x 7	Lame

STONE RICHARDSON




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3167R	1,9 x 6,4	Rétracteur micro-ajustable - fixe
4956	1,9 x 6,4	Fourni avec le rétracteur réf. 3167R - la pince réf. 4954 - la mollette réf. 3630

SOUS-MANDIBULAIRE



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3924	2,5 x 10,2	Lame
3925	2,5 x 15,2	Lame

RÉTRACTEUR EN Z



Référence	Longueur (en cm)	Type
10405R	16,5	Lame fournie avec une sangle de 33 cm (13")

RÉTRACTEURS ET LAMES RADIOTRANSARENTS


- Les rétracteurs et lames ci-dessous portent la mention « Alu » : composés d'aluminium anodisé, ils sont radiotransparents.

DEAVER




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3980	7 × 11,4	Rétracteur - pivotant (Alu)
11300R	7 × 11,4	Lame (Alu)

FENCE



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3976	10,2 × 15,2	Rétracteur - pivotant (Alu)

HARRINGTON SWEETHEART




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3983	5,1 × 12,7	Rétracteur - pivotant (Alu)

MALLÉABLE




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3981	5,1 × 16,5	Rétracteur - pivotant (Alu)
3982R	7,6 × 16,5	Rétracteur - pivotant (Alu)
11301R	5,1 × 16,5	Lame (Alu)

MAYO



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
3974	7 × 5,1	Rétracteur - pivotant (Alu)
3975	8,9 × 5,1	Rétracteur - pivotant (Alu)
11302R	7 × 5,1	Lame (Alu)
11303R	8,9 × 5,1	Lame (Alu)

RÉNAL



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11863	2,5 x 7,6	Lame (Alu)
11864	2,5 x 10,2	Lame (Alu)
11304R	2,5 x 10,2	Lame (Alu)
11865	2,5 x 12,7	Lame (Alu)
11866	2,5 x 15,2	Lame (Alu)
11305R	2,5 x 15,2	Lame (Alu)
11867	2,5 x 17,8	Lame (Alu)
11306	2,5 x 20,3	Lame (Alu)
11868	2,5 x 20,3	Lame (Alu)

VEINE RÉNALE



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
4018R	2,5 x 10,2	Rétracteur – pivotant (Alu)
4017	2,5 x 11,4	Rétracteur – pivotant (Alu)
3979	2,5 x 15,2	Rétracteur – pivotant (Alu)
3426	2,5 x 20,3	Rétracteur – pivotant (Alu)

VEINE RÉNALE



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
4920	2,5 x 10,2	Rétracteur – pivotant (Alu)
4921	2,5 x 15,2	Rétracteur – pivotant (Alu)
4922	2,5 x 20,3	Rétracteur – pivotant (Alu)

SPLANCHNIQUE



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
4019	3,8 x 15,2	Rétracteur – pivotant (Alu)
3977	5,1 x 11,4	Rétracteur – pivotant (Alu)
3978	5,1 x 15,2	Rétracteur – pivotant (Alu)
4105R	5,1 x 20,3	Rétracteur – pivotant (Alu)
11308	5,1 x 11,4	Lame (Alu)
11309	5,1 x 15,2	Lame (Alu)





Integra[®] Omni-Tract[®]
kits recommandés



Système de rétraction pour chirurgie générale

Polyvalence pour une rétraction dans de multiples positionnements, permettant de libérer les mains

- Rétraction profonde et accès aux parois du corps quelles que soient la taille du patient et la structure anatomique
- Cadre stable et lames multi-positions pour une rétraction fiable sur tous les plans
- Pincés SnapClamp™ pour plus de rapidité dans la mise en place des rétracteurs
- Bras d'extension à charnière pour une rétraction à 360°

Systèmes de rétraction Wishbone® modulaires



- Bras amovibles et interchangeables pour optimiser le champ opératoire



	Référence	Qté	Dimensions
A	10244	1	Support champ stérile
B	11050	1	Bras support
C	10269	2	Bras Wishbone® standard
D	10270	2	Bras Wishbone® petit
E	4040	8	Pince SnapClamp™
F	11121	1	Bras d'extension à charnière, 48 cm
G	3335	2	Rétracteur Mayo pivotant, 7 x 5 cm
H	3772	1	Rétracteur Fence pivotant, 10,2 x 15,2 cm
I	3774	1	Rétracteur Splanchnique pivotant, 5 x 15,2 cm
J	3784	1	Rétracteur Deaver pivotant, 7 x 11,4 cm
K	3788	1	Rétracteur pivotant malléable à fentes, 5 x 16,5 cm
L	3790	1	Rétracteur pivotant malléable à fentes, 7,6 x 16,5 cm
M	3794	1	Rétracteur Harrington Sweetheart pivotant, 5 x 12,7 cm
N	3862	1	Rétracteur Kelly modifié pivotant, 7,6 x 6,4 cm
O	3864	1	Rétracteur Kelly modifié pivotant, 7,6 x 10,2 cm

Systèmes de rétraction Wishbone® une pièce



- Rapides à mettre en place et faciles à utiliser



	Référence	Qté	Dimensions
A	4080	1	Support Omni-Clamp™ pour champ stérile
B	4020	1	Base Wishbone® standard
C	4040	8	Pince SnapClamp™
D	3588	1	Bras d'extension à charnière, 63 cm
E	3335	2	Rétracteur Mayo pivotant, 7 x 5 cm
F	3772	1	Rétracteur Fence pivotant, 10,2 x 15,2 cm
G	3774	1	Rétracteur Splanchnique pivotant, 5 x 15,2 cm
H	3784	1	Rétracteur Deaver pivotant, 7 x 11,4 cm
I	3788	1	Rétracteur pivotant malléable à fentes, 5 x 16,5 cm
J	3790	1	Rétracteur pivotant malléable à fentes, 7,6 x 16,5 cm
K	3794	1	Rétracteur Harrington Sweetheart pivotant, 5 x 12,7 cm
L	3862	1	Rétracteur Kelly modifié pivotant, 7,6 x 6,4 cm
M	3864	1	Rétracteur Kelly modifié pivotant, 7,6 x 10,2 cm



Les systèmes Wishbone® conviennent aux chirurgies générales, notamment : résections gastriques, laparotomies exploratoires, cholécystectomies, splénectomies et bypass gastriques.

Système de rétraction pour chirurgie vasculaire
Système Wishbone® modulaire pour chirurgie vasculaire



	Référence	Qté	Dimensions
A	10244	1	Support champ stérile
B	11050	1	Bras support
C	10269	2	Bras Wishbone® standard
D	10270	2	Bras Wishbone® petit
E	4040	8	Pince SnapClamp™
F	11121	1	Bras d'extension à charnière, 48 cm
G	3335	2	Rétracteur Mayo pivotant, 7 x 5 cm
H	3397R	1	Rétracteur Mayo pivotant, 8,9 x 5 cm
I	3772	1	Rétracteur Fence pivotant, 10,2 x 15,2 cm
J	3888	1	Rétracteur Splanchnique pivotant, 5 x 11,4 cm
K	3774	1	Rétracteur Splanchnique pivotant, 5 x 15,2 cm
L	4928	2	Rétracteur pivotant pour veine rénale, 2,5 x 15,2 cm
M	3784	1	Rétracteur Deaver pivotant, 7 x 11,4 cm
N	3788	1	Rétracteur pivotant malléable à fentes, 5 x 16,5 cm
O	3790	1	Rétracteur pivotant malléable à fentes, 7,6 x 16,5 cm
P	3794	1	Rétracteur Harrington Sweetheart pivotant, 5 x 12,7 cm



Système Wishbone® Stoney modulaire pour chirurgie vasculaire périphérique



	Référence	Qté	Dimensions
A	10244	1	Support champ stérile
B	11050	1	Bras support
C	10270	2	Bras Wishbone® petit
D	4040	4	Pince SnapClamp™
E	4958	1	Rétracteur à griffes, 2,2 x 1,3 cm
F	4957	1	Rétracteur à griffes, 2,2 x 2,5 cm
G	4956	1	Rét. Richardson Stoney micro-ajustable, 1,9 x 5 cm
H	4959	1	Rétracteur Richardson pivotant, 1,9 x 2,5 cm
I	4960	1	Rétracteur Richardson pivotant, 2,5 x 2,5 cm
J	4961	1	Rétracteur Richardson pivotant, 2,5 x 5 cm


Les systèmes Wishbone® conviennent aux chirurgies vasculaires, notamment : anévrysmes de l'aorte abdominale, pontages ilio-fémoraux, interventions sur petits sites, comme les endartériectomies carotidiennes, les pontages fémoro-poplités et défilés thoraciques.

Système de rétraction pour chirurgie urologique
Système Wishbone® modulaire pour chirurgie urologique



	Référence	Qté	Dimensions
A	10244	1	Support champ stérile
B	11050	1	Bras support
C	10269	2	Bras Wishbone® standard
D	10270	2	Bras Wishbone® petit
E	4040	8	Pince SnapClamp™
F	11121	1	Bras d'extension à charnière, 48 cm
G	3883R	1	Rétracteur Mayo pivotant, 5 x 5 cm
H	3335	2	Rétracteur Mayo pivotant, 7 x 5 cm
I	3772	1	Rétracteur Fence pivotant, 10,2 x 15,2 cm
J	3784	1	Rétracteur Deaver pivotant, 7 x 11,4 cm
K	3854R	1	Rétracteur Deaver pivotant, 3,8 x 15,2 cm
L	3788	1	Rétracteur pivotant malléable à fentes, 5 x 16,5 cm
M	3790	1	Rétracteur pivotant malléable à fentes, 7,6 x 16,5 cm
N	3792	1	Rétracteur Marshall pour vessie, pivotant et malléable, 7,6 x 15,2 cm
O	3794	1	Rétracteur Harrington Sweetheart pivotant, 5 x 12,7 cm
P	3796	1	Rétracteur Harrington Sweetheart pivotant, 6,4 x 17,8 cm
Q	3798	1	Rétracteur Splanchnique pivotant, 3,8 x 10,2 cm

Système Wishbone® modulaire pour chirurgie pelvienne





	Référence	Qté	Dimensions
A	10244	1	Support champ stérile
B	11050	1	Bras support
C	10270	2	Bras Wishbone® petit
D	4040	5	Pince SnapClamp™
E	11070	1	Bras d'extension, 51 cm
F	4977	1	Rétracteur antérieur pivotant, 3,8 x 7,6 cm
G	4964	4	Rétracteur pivotant malléable, 1,9 x 5 cm
H	4965	4	Rétracteur pivotant malléable, 1,9 x 7,6 cm
I	4966	4	Rétracteur pivotant malléable, 1,9 x 10,2 cm
J	4975	1	Rétracteur postérieur pivotant, 4,5 x 7,6 cm
K	4976	1	Rétracteur postérieur pivotant, 4,5 x 10,2 cm

Les systèmes Wishbone® conviennent aux chirurgies urologiques, notamment : prostatectomies radicales rétropubiennes, néphrectomies, cystectomies et interventions gynécologiques, comme la prostatectomie par voie périnéale, la suspension de la vessie et l'hystérectomie par voie basse.

Système de rétraction pour chirurgie pédiatrique

Système modulaire conçu pour les patients pédiatriques

- De taille réduite, amovibles et ajustables individuellement, les bras qui constituent la base s'adaptent à tous les champs opératoires pédiatriques
- S'adapte facilement à tout l'éventail des patients pédiatriques, des bébés aux adolescents





	Référence	Qté	Dimensions
A	10244	1	Support champ stérile
B	11050	1	Bras support
C	10270	2	Bras Wishbone® petit
D	4040	5	Pince SnapClamp™
E	4958	1	Rétracteur à griffes, 2,2 x 1,3 cm
F	4957	1	Rétracteur à griffes, 2,2 x 2,5 cm
G	4978	1	Rétracteur Mayo pivotant, 2,5 x 2,5 cm
H	4979	2	Rétracteur Mayo pivotant, 5 x 3,8 cm
I	4980	2	Rétracteur Mayo pivotant, 5 x 5 cm
J	4981	2	Rétracteur Mayo pivotant, 7 x 5 cm
K	4967	1	Rétracteur pivotant malléable, 2,5 x 2,5 cm
L	4963	1	Rétracteur pivotant malléable, 1,3 x 2,5 cm
M	4964	1	Rétracteur pivotant malléable, 1,9 x 5 cm
N	4965	1	Rétracteur pivotant malléable, 1,9 x 7,6 cm
O	4968	1	Rétracteur pivotant malléable, 2,5 x 10,2 cm
P	4969	1	Rétracteur pivotant malléable, 2,5 x 12,7 cm
Q	4970	1	Rétracteur pivotant malléable, 2,5 x 15,2 cm
R	4971	1	Rétracteur pivotant malléable, 3,8 x 7,6 cm
S	4972	1	Rétracteur pivotant malléable, 3,8 x 10,2 cm
T	4973	1	Rétracteur pivotant malléable, 3,8 x 12,7 cm
U	4974	1	Rétracteur pivotant malléable, 3,8 x 15,2 cm
V	4962	2	Rétracteur Splanchnique pivotant, 3,8 x 8,9 cm

Système de rétraction pour abdomen supérieur

Rétraction chez les patients obèses et pour les greffes

- Base à double support pour une résistance renforcée
- Barres latérales inclinées pour une rétraction qui ne gêne pas le champ opératoire
- Base ajustable pour s'adapter aux extensions de la table d'opération
- Tout un éventail de rétracteurs, notamment pour plus de visibilité chez les patients obèses



Système de rétraction abdomen supérieur/greffes

	Référence	Qté	Dimensions
A	4944	2	Support champ stérile Omni-Clamp deux pinces 61,7 cm
B	4943	1	Barre transversale standard
C	4940	1	Barre transversale pivotante
D	4040	7	Pince SnapClamp
E	3759	2	Bras latéral incliné, 20,3 x 45,7 cm
F	3091R	1	Lame de rétracteur Doherty-Harrington, 0,9 cm
G	3094R	2	Rétracteur sternal, 7,6 x 7,6 cm
H	3536	2	Rétracteur Mayo pivotant, 8,9 x 7 cm
I	3623	1	Support lame avec molette réf. 3626, 22,8 cm
J	3872	1	Rétracteur pivotant malléable, 5 x 16,5 cm
K	3876R	1	Rétracteur pivotant malléable, 7,6 x 16,5 cm


Kit de rétracteurs spécial obésité

	Référence	Qté	Dimensions
A	3529	2	Rétracteur Splanchnique, 5 x 20 cm
B	4929	2	Rétracteur pivotant pour veine rénale, 2,5 x 20,3 cm
C	3531	1	Rétracteur Deaver, 7 x 20,3 cm
D	3536	2	Rétracteur Mayo pivotant, 8,9 x 7 cm
E	3856R	1	Rétracteur Fence pivotant, 10,2 x 20,3 cm
F	3874	1	Rétracteur pivotant malléable, 5 x 20,3 cm
G	3878R	1	Rétracteur pivotant malléable, 7,6 x 20,3 cm
H	3882R	1	Rétracteur pivotant malléable, 10,2 x 20,3 cm

Système de rétraction pour chirurgie lombaire par voie antérieure (ALIF) Pour un champ opératoire stable

- Base anneaux à deux supports pour un champ opératoire parfaitement stable
- Cadre à une pièce rapide à mettre en place
- Supports rétracteurs articulés pour retenir efficacement les tissus et améliorer la visibilité
- Lames de rétracteurs radiotransparentes pour simplifier l'imagerie

Référence	Dimensions	Description
4080		Support Omni-FastSystem™
4070	30,5 cm	Omni Ring™ circulaire, 1 bras
11861		Assemblage circulaire, deux bras
11300R	7 x 11,4 cm	Lame Deaver en aluminium radiotransparent
11301R	5 x 16,5 cm	Lame malléable en aluminium radiotransparent
11302R	7 x 5 cm	Lame Mayo en aluminium radiotransparent
11303R	9 x 5 cm	Lame Mayo en aluminium radiotransparent
11304R	2,5 x 10,2 cm	Lame rénale en aluminium radiotransparent
11305R	2,5 x 15,2 cm	Lame rénale en aluminium radiotransparent
11308	5 x 11,4 cm	Lame splanchnique en aluminium radiotransparent
11309	5 x 15,2 cm	Lame splanchnique en aluminium radiotransparent
11610R		Support rétracteur articulé avec pince SnapClamp
11360		Assemblage support rétracteur circulaire, Ghosttract
4040		Pince SnapClamp
11860		Plateau et couvercle de stérilisation, kit de rétracteur pour chirurgie lombaire par voie antérieure





Codman[®]
SPECIALTY SURGICAL

Integra[®] **Omni-Tract**[®]
kits spéciaux

Système de rétraction Omni-Tract® mini

Système de rétraction miniature avec fixation sur la table, pour les patients pédiatriques et les petits sites opératoires

- Meilleur accès aux petits sites opératoires
- Rétraction totalement ajustable, permettant de libérer les mains
- Rapide à mettre en place
- Éléments Mini spécialement conçus pour ce kit (non compatibles avec les autres références de ce catalogue)



SUPPORTS LAMES

Référence	Description	Qté kit pédiatrique	Qté kit vasculaire	Qté kit urologique	Référence	Description	Qté kit pédiatrique	Qté kit vasculaire	Qté kit urologique
A	4080 Support Omni-FastSystem™, 49,3 cm	1	1	1	U	3485 Rétracteur Mayo pivotant, mini, 7 x 5,1 cm	2		
B	3570 Support semi-circulaire avec bras, une pièce, mini	1	1	1	*	3336 Rétracteur Mayo fixe, mini, 7 x 5,1 cm	2		
C	3565 Pince circulaire, une pièce, mini	5	4	5	V	3858R Rétracteur postérieur pivotant, mini, 4,4 x 7,6 cm			1
D	3780 Pince rétracteur Quick Clamp, une pièce, mini	1		1	W	3860 Rétracteur postérieur pivotant, mini, 4,4 x 10,2 cm			1
E	3804R Rétracteur antérieur pivotant, mini, 3,8 x 7,6 cm			1	X	3886 Rétracteur Splanchnique pivotant, mini, 3,8 x 8,9 cm	2		
F	3618 Rétracteur pivotant malléable, mini, 1,3 x 2,5 cm	1			Z	3342 Rétracteur à griffes fixe, mini courbe, 2,2 x 1,3 cm	1	1	
G	3806R Rétracteur pivotant malléable, mini, 1,9 x 5,1 cm	1		1	AA	3281R Rétracteur à griffes fixe, mini courbe, 2,2 x 2,5 cm	1	1	
H	3808R Rétracteur pivotant malléable, mini, 1,9 x 7,6 cm	1		1	AB	3341R Rétracteur Richardson pivotant, mini, 1,9 x 2,5 cm		1	
I	3810R Rétracteur pivotant malléable, mini, 1,9 x 10,2 cm			1	Y	3225R Rétracteur Richardson pivotant, mini, 2,5 x 2,5 cm		1	
J	3616 Rétracteur pivotant malléable, mini, 2,5 x 2,5 cm	1			*	3279R Rétracteur Richardson pivotant, mini, 2,5 x 3,8 cm		1	
*	3842 Rétracteur pivotant malléable, mini, 2,5 x 7,6 cm	1			AC	3343 Rétracteur Richardson pivotant, mini, 2,5 x 5,1 cm		1	
K	3812 Rétracteur pivotant malléable, mini, 2,5 x 10,2 cm	1			AD	3594 Rétracteur Stoney Richardson, mini, 1,9 x 6,4 cm		1	
L	3814 Rétracteur pivotant malléable, mini, 2,5 x 12,7 cm	1			*	3379R Tige, mini, 15,2 cm, compatible avec toutes les lames perforées			
M	3816 Rétracteur pivotant malléable, mini, 2,5 x 15,2 cm	1			*	3626 Mollette, compatible avec toutes les lames perforées			
N	3818R Rétracteur pivotant malléable, mini, 3,8 x 7,6 cm	1							
O	3820R Rétracteur pivotant malléable, mini, 3,8 x 10,2 cm	1							
P	3822R Rétracteur pivotant malléable, mini, 3,8 x 12,7 cm	1							
Q	3824 Rétracteur pivotant malléable, mini, 3,8 x 15,2 cm	1							
R	3614 Rétracteur Mayo pivotant, mini, 2,5 x 2,5 cm	1							
S	3620 Rétracteur Mayo pivotant, mini, 5,1 x 3,8 cm	2							
T	3483 Rétracteur Mayo pivotant, mini, 5,1 x 5,1 cm	2							



*Ne figure pas sur la photo

Système de rétraction Pittman pour artère thoracique interne

Conçu pour surélever les bords sternaux pendant la dissection du pédicule au niveau de l'artère thoracique interne.

- Support table décalé pour s'adapter aux patients corpulents
- Différents types de griffes pour optimiser la visibilité

	Référence	Description	Qté
A	3647	Support en T avec pinces, réglable	1
B	3640	Support pour artère thoracique interne, incliné, 54 cm	1
C	3635	Pince rail artère thoracique interne	1
D	3630	Mollette micro-ajustable	2
E	<i>Choisissez l'un des types de griffes suivants :</i>		
	3259R	Griffes pour artère thoracique interne, mousses et courbes	2
	3650	Griffes pour artère thoracique interne, mousses et carrées	2
	3765	Griffes pour artère thoracique interne, pointues et courbes	2
	<i>Autre assemblage support en option :</i>		
	3311R	Assemblage support deux pièces, supérieur	




Élévateur de fémur

Élévation fiable du fémur sur le plan proximal pendant l'arthroplastie de la hanche par voie antérieure

- Permet d'évaluer facilement la longueur et la stabilité de la jambe
- Le mécanisme à cliquet offre le choix entre une élévation manuelle et mécanique
- Petites incisions

	Référence	Description	Qté
A	11502R	Support champ stérile	1
B	11501	Crochet fémoral, 22,9 cm	1
C	11500	Mécanisme élévateur à cliquet	1




Système de rétraction Omni-Tract® pour hanche

Exposition stable pendant les arthroplasties totales de la hanche et les reprises de prothèses via un abord traditionnel ou mini-invasif

- Exposition absolue constante de l'acetabulum pendant les arthroplasties totales de la hanche et les reprises de prothèses
- Pince munie d'une sangle pour la fixation rapide et sécurisée des rétracteurs manuels
- Mécanisme de pincement périopératoire afin de réaligner les lames par rapport au bord de l'acetabulum et ainsi retenir les tissus mous
- Supports articulés dotés de crochets osseux pour une rétraction du fémur à différentes profondeurs
- Lames ajustables individuellement afin d'augmenter ou relâcher la tension sans modifier l'exposition globale

	Référence	Description	Qté
B	10244	Support Omni-Flex™, 49,3 cm	1
	11050	Bras support Omni-Flex™	1
C	10269	Bras Omni-Flex™ Wishbone® standard	2
F	10270	Bras Omni-Flex™ Wishbone® petit	2
D	10144R	Support lame articulé avec pince SnapClamp et cliquet	4
E	10272	Pince à assemblage-sangle, fourni avec une sangle de 68,8 cm	3
	11182	Sangles de rechange (x 12), 30,5 cm	
	11183	Sangles de rechange (x 12), 68,6 cm	
	4615R	Crochet, profondeur 7,6 cm	1
	4621	Crochet, profondeur 10,2 cm	1
	4622	Crochet, profondeur 12,7 cm	1
	H	4592	Lame Mulier, 2,5 x 6,4 cm
4593		Lame Mulier, 2,5 x 8,9 cm	1
4594		Lame Mulier, 2,5 x 11,4 cm	1
4595		Lame Mulier, 2,5 x 14,0 cm	1
4596R		Lame Mulier, 5,1 x 6,4 cm	1
4597		Lame Mulier, 5,1 x 8,9 cm	1
4598		Lame Mulier, 5,1 x 11,4 cm	1
4599		Lame Mulier, 5,1 x 14,0 cm	1
4600		Lame Meyerding pour hanche, 2,5 x 6,4 cm	1
4601		Lame Meyerding pour hanche, 2,5 x 8,9 cm	1
4602		Lame Meyerding pour hanche, 2,5 x 11,4 cm	1
4603R		Lame Meyerding pour hanche, 2,5 x 11,4 cm	1
4604		Lame Meyerding pour hanche, 5,1 x 6,4 cm	1
4605		Lame Meyerding pour hanche, 5,1 x 8,9 cm	1
4606	Lame Meyerding pour hanche, 5,1 x 11,4 cm	1	
4607	Lame Meyerding pour hanche, 5,1 x 14 cm	1	




Système de rétraction Omni-Tract® pour genou

Une exposition fiable pendant les arthroplasties totales et unicompartmentales du genou et les reprises de prothèses

- Support cranté pour une mise en place précise de la lame
- Sangles ajustables afin d'augmenter ou relâcher la tension des rétracteurs sans modifier l'exposition globale

	Référence	Description	Qté
B	10244	Support Omni-Flex™, 49,3 cm	1
	11050	Bras support Omni-Flex™	1
	10419	Bras base sous genou	2
D	10385	Lame Hohman deux dents, deux sangles de 33 cm, 13,7 cm	2
E	10386	Lame Hohman une dent, deux sangles de 33 cm, 13,7 cm	2
F	10387	Lame PCL deux dents, deux sangles de 33 cm, 22,4 cm	1
G	10388	Lame PCL une dent, deux sangles de 33 cm, 22,4 cm	1
H	10389	Lame à griffes pour genou, une sangle de 33 cm, profondeur 1,9 cm	2
I	10390	Lame à griffes pour genou, une sangle de 33 cm, profondeur 3,2 cm	2
J	10391	Lame à griffes pour genou, une sangle de 33 cm, profondeur 6 cm	2
K	10405R	Lame en Z, une sangle de 33 cm, profondeur 16,5 cm	2
	10487	Panier supérieur	1
	10498	Panier inférieur	1
	10493	Ensemble plateau et couvercle	1





Lapo-Tract™

Support polyvalent pour diverses interventions coelioscopique

- Système stable permettant de libérer les mains
- Souplesse et facilité d'utilisation pour de multiples positionnements
- Fixation polyvalente pour les instruments et endoscopes de 5 et 10 mm

	Référence	Description	Qté
A	3700	Support Omni-Clamp® pour champ stérile	1
B	3900	Porte instruments	1
C	3720	Porte endoscope Lapo-Clamp® (5 ou 10 mm)	1
D	3732	Bras incliné, 17,8 x 40,6 cm	1
E	3740	Pince Flex clamp	2



Codman[®]
SPECIALTY SURGICAL

Integra[®] **Omni-Tract**[®]
ystème Speed-Tract[™]



Facile à assembler

Composé d'un nombre de pièces réduit et rapide à mettre en place, sans le moindre outil, le système Speed-Tract est incontournable dans la prise en charge des traumatismes. Plus léger, le cadre est constitué de seulement deux pièces.

Facile à manier pendant les interventions

Le mécanisme de verrouillage "Cam" permet de bloquer et débloquer immédiatement les éléments. Les pinces polyvalentes et faciles à mettre en place se desserrent rapidement quand nécessaire et peuvent être inclinées en fonction des besoins.

Léger

Le système de rétraction à anneau Speed-Tract® simplifie la mise en place, tout en pesant 3,6 kg de moins par rapport aux autres systèmes.

Tout un éventail de combinaisons possibles

Tous les éléments du système de rétraction à anneau Integra® présentés ici sont interchangeables les uns avec les autres. Le support champ stérile, le bras support et les rétracteurs Speed-Tract® sont tous compatibles.

ÉLÉMENTS DU CADRE



Référence	Description	Longueur (en cm)
11321	Support champ stérile avec pince	45,7
11352	Support champ stérile avec pince	61



Référence	Description	Longueur (en cm)
11184	Bras support	32,5


Référence	Description	Longueur (en cm)
11826	Barre d'extension verticale	30,5
11275	Pince	

ANNEAUX



Référence	Description	Largeur x Longueur (en cm)
11631	Anneau ovale très petit	15,2 x 19,7
11632	Anneau ovale petit	21,6 x 30,5
11481	Anneau ovale moyen	26,7 x 38,1
11482	Anneau ovale grand	31,8 x 47,0
11633	Anneau circulaire petit	21,6
11480	Anneau circulaire moyen	26,7
11634	Anneau circulaire grand	31,8
11635	Anneau segmenté petit	21,6 x 35,6
11875	Anneau segmenté moyen	26,7 x 49,5
11637	Anneau segmenté circulaire	21,6
11966	Anneau segmenté périnéal	20,3 x 26,7
11968	Anneau rigide périnéal	20,3 x 26,7
11848	Assemblage deux bases, ovale	
11849	Assemblage deux bases, circulaire	

PINCES



Référence	Description
11910	Pince standard pour lame de rétracteur



Référence	Description
11490	Pince à bille avec crémaillère



Référence	Description
11646	Pince inclinable avec crémaillère



Référence	Description
11560	Pince inclinable avec mors et crémaillère

RÉTRACTEURS

Balfour



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11902	5,7 x 3,8	Rétracteur – fixe
11510	7 x 7,6	Rétracteur – fixe
11942	8,9 x 7,0	Rétracteur – fixe
11440	7 x 7,6	Rétracteur – pivotant

Deaver




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11904R	1,9 x 7,6	Rétracteur – fixe

Gelpi pointu



Référence	Type
11908	Rétracteur – fixe (pointu)

Harrington sweetheart



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11511	6,3 x 17,8	Rétracteur – fixe
11952	8,9 x 25,4	Rétracteur – fixe
11441	6,3 x 17,8	Rétracteur – pivotant

Kelly




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11644	2,5 x 3,8	Rétracteur – fixe
11645	2,5 x 6,4	Rétracteur – fixe
11639	5,1 x 3,8	Rétracteur – fixe
11640	5,1 x 6,4	Rétracteur – fixe
11512	5,1 x 7,6	Rétracteur – fixe
11513	5,1 x 10,2	Rétracteur – fixe
11514	5,1 x 12,7	Rétracteur – fixe
11515	5,1 x 15,2	Rétracteur – fixe
11641	5,1 x 20,3	Rétracteur – fixe
11442	5,1 x 7,6	Rétracteur – pivotant
11443	5,1 x 10,2	Rétracteur – pivotant
11444	5,1 x 12,7	Rétracteur – pivotant
11445	5,1 x 15,2	Rétracteur – pivotant

Malléable




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11938	1,3 x 10,2	Rétracteur – fixe
11940	2,5 x 12,7	Rétracteur – fixe
11516	3,8 x 15,2	Rétracteur – fixe
11517	5 x 16,5	Rétracteur – fixe
11944	5,1 x 25,4	Rétracteur – fixe
11518	7,6 x 16,5	Rétracteur – fixe
11642	7,6 x 20,3	Rétracteur – fixe
11946	7,6 x 25,4	Rétracteur – fixe
11948	10,2 x 20,3	Rétracteur – fixe
11446	3,8 x 15,2	Rétracteur – pivotant
11447	5 x 16,5	Rétracteur – pivotant
11448	7,6 x 16,5	Rétracteur – pivotant

Malléable cranté




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11820	5,1 x 15,2	Rétracteur – fixe
11822	5,1 x 20,3	Rétracteur – fixe
11821	6,4 x 17,8	Rétracteur – fixe

Veine rénale




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11956	2,5 x 15,2	Rétracteur – fixe

Richardson




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11954	1,9 x 2,5	Rétracteur – fixe
11936	1,9 x 5,1	Rétracteur – fixe
11900	2,5 x 3,8	Rétracteur – fixe

Latéral vaginal



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11958	2,5 x 7,6	Rétracteur – fixe

Deaver vaginal




Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11960	2,5 x 8,9	Rétracteur – fixe
11962	2,5 x 12,7	Rétracteur – fixe

Postérieur vaginal



Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11964	2,5 x 11,4	Rétracteur – fixe

Lames en aluminium (radiotransparent)



Référence	Description
11340	Support de lame carré, GhosTract

Référence	Largeur x Longueur (en cm)	Type
11300R	7 x 11,4	Lame - Deaver
11301R	5,1 x 16,5	Lame - malléable
11302R	7 x 5,1	Lame - Mayo
11303R	8,9 x 5,1	Lame - Mayo
11863	2,5 x 7,6	Lame - rénale
11864	2,5 x 10,2	Lame - rénale
11304R	2,5 x 10,2	Lame - rénale
11865	2,5 x 12,7	Lame - rénale
11866	2,5 x 15,2	Lame - rénale
11305R	2,5 x 15,2	Lame - rénale
11867	2,5 x 17,8	Lame - rénale
11306	2,5 x 20,3	Lame - rénale
11868	2,5 x 20,3	Lame - rénale
11308	5,1 x 11,4	Lame - splanchnique
11309	5,1 x 15,2	Lame - splanchnique

KITS RECOMMANDÉS

Chirurgie générale

Système de rétraction à anneau avec lames fixes

Référence	Description	Qté
11321	Support champ stérile avec deux pinces, 45,7 cm	1
11184	Bras support	1
11560	Pince inclinable avec crémaillère	6
11481	Anneau ovale moyen, 26,7 x 38,1 cm	1
11510	Rétracteur Balfour fixe, tige carrée, 7 x 7,6 cm	1
11511	Rétracteur Harrington fixe, tige carrée, 6,3 x 17,8 cm	1
11512	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 5,1 x 7,6 cm	2
11513	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 5,1 x 10,2 cm	1
11514	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 5,1 x 12,7 cm	1
11515	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 5,1 x 15,2 cm	1
11516	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 3,8 x 15,2 cm	1
11517	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 5 x 16,5 cm	2
11518	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 7,6 x 16,5 cm	1
3424	Ensemble plateau/couvercle, 30,5 x 45,7 x 10,2 cm	2

Chirurgie générale

Système de rétraction à anneau avec lames pivotantes

Référence	Description	Qté
11321	Support champ stérile avec deux pinces, 45,7 cm	1
11184	Bras support Speed-Tract	1
11490	Pince à bille avec crémaillère	6
11481	Anneau ovale moyen, 26,7 x 38,1 cm	1
11440	Rétracteur Balfour pivotant, tige carrée, 7 x 7,6 cm	1
11441	Rétracteur Harrington pivotant, tige carrée, 6,3 x 17,8 cm	1
11442	Rétracteur Kelly pivotant, tige carrée, 5,1 x 7,6 cm	2
11443	Rétracteur Kelly pivotant, tige carrée, 5,1 x 10,2 cm	1
11444	Rétracteur Kelly pivotant, tige carrée, 5,1 x 12,7 cm	1
11445	Rétracteur Kelly pivotant, tige carrée, 5,1 x 15,2 cm	1
11446	Rétracteur malléable pivotant, tige carrée, 3,8 x 15,2 cm	1
11447	Rétracteur malléable pivotant, tige carrée, 5 x 16,5 cm	2
11448	Rétracteur malléable pivotant, tige carrée, 7,6 x 16,5 cm	1
3424	Ensemble plateau/couvercle, 30,5 x 45,7 x 10,2 cm	2

Chirurgie vasculaire

Système de rétraction à anneau

Référence	Description	Qté
11321	Support champ stérile avec deux pinces, 45,7 cm	1
11184	Bras support	1
11481	Anneau ovale moyen, 26,7 x 38,1 cm	1
11632	Anneau ovale petit, 21,6 x 30,5 cm	1
11482	Anneau ovale grand, 31,8 x 47 cm	1
11560	Pince inclinable avec crémaillère	6
11517	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 5 x 16,5 cm	2
11512	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 5,1 x 7,6 cm	2
11513	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 5,1 x 10,2 cm	1
11510	Rétracteur Balfour fixe, tige carrée, 7 x 7,6 cm	1
11518	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 7,6 x 16,5 cm	1
3424	Ensemble plateau/couvercle, 30,5 x 45,7 x 10,2 cm	2

Chirurgie urologique

Système de rétraction à anneau

Référence	Description	Qté
11321	Support champ stérile avec deux pinces, 45,7 cm	1
11184	Bras support	1
11875	Anneau segmenté moyen	1
11635	Anneau segmenté petit, 21,6 x 35,6 cm	1
11560	Pince inclinable avec crémaillère	8
11958	Rétracteur latéral vaginal fixe, tige carrée, 2,5 x 7,6 cm	2
11956	Rétracteur rénal fixe, tige carrée, 2,5 x 15,2 cm	1
11645	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 2,5 x 6,4 cm	2
11644	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 2,5 x 3,8 cm	1
11640	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 5,1 x 6,4 cm	2
11516	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 3,8 x 15,2 cm	1
11517	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 5 x 16,5 cm	1
11820	Rétracteur cranté malléable fixe, tige carrée, 5,1 x 15,2 cm	1
11821	Rétracteur cranté malléable fixe, tige carrée, 6,4 x 17,8 cm	1
11822	Rétracteur cranté malléable fixe, tige carrée, 5,1 x 20,3 cm	1
3424	Ensemble plateau/couvercle, 30,5 x 45,7 x 10,2 cm	2

Chirurgie périnéale

Système de rétraction à anneau

Référence	Description	Qté
11321	Support champ stérile avec deux pinces, 45,7 cm	1
11184	Bras support	1
11275	Pince	1
11826	Barre d'extension verticale, 30,5 cm	1
11968	Anneau périnéal rigide	1
11635	Anneau segmenté petit, 21,6 x 35,6 cm	1
11560	Pince inclinable avec crémaillère	5
11962	Rétracteur Deaver vaginal fixe, tige carrée, 2,5 x 12,7 cm	1
11960	Rétracteur Deaver vaginal fixe, petit, tige carrée, 2,5 x 8,9 cm	1
11938	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 1,3 x 10,2 cm	1
11940	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 2,5 x 12,7 cm	2
11964	Rétracteur postérieur vaginal fixe, tige carrée, 2,5 x 11,4 cm	2
3424	Ensemble plateau/couvercle, 30,5 x 45,7 x 10,2 cm	1

Chirurgie gynécologique

Système de rétraction à anneau

Référence	Description	Qté
11321	Support champ stérile avec deux pinces, 45,7 cm	1
11184	Bras support	1
11275	Pince	1
11826	Barre d'extension verticale, 30,5 cm	1
11968	Anneau périnéal rigide	1
11966	Anneau segmenté, 20,3 x 26,7 cm	1
11560	Pince inclinable avec crémaillère	5
11962	Rétracteur Deaver vaginal fixe, tige carrée, 2,5 x 12,7 cm	1
11960	Rétracteur Deaver vaginal fixe, petit, tige carrée, 2,5 x 8,9 cm	1
11958	Rétracteur latéral vaginal fixe, tige carrée, 2,5 x 7,6 cm	2
11964	Rétracteur postérieur vaginal fixe, tige carrée, 2,5 x 11,4 cm	2
3424	Ensemble plateau/couvercle, 30,5 x 45,7 x 10,2 cm	1

Chirurgie pédiatrique

Système de rétraction à anneau

Référence	Description	Qté
11321	Support champ stérile avec deux pinces, 45,7 cm	1
11184	Bras support	1
11635	Anneau segmenté petit, 21,6 x 35,6 cm	1
11633	Anneau circulaire petit, 21,6 cm	1
11560	Pince inclinable avec crémaillère	6
11645	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 2,5 x 6,4 cm	1
11954	Rétracteur Richardson fixe, tige carrée, 1,9 x 2,5 cm	1
11936	Rétracteur Richardson fixe, tige carrée, 1,9 x 5,1 cm	1
11902	Rétracteur Balfour fixe, tige carrée, 5,7 x 3,8 cm	1
11904R	Rétracteur Deaver fixe, tige carrée, 1,9 x 7,6 cm	1
11938	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 1,3 x 10,2 cm	1
11940	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 2,5 x 12,7 cm	1
3424	Ensemble plateau/couvercle, 30,5 x 45,7 x 10,2 cm	2

Kit spécial obésité

Système de rétraction à anneau

Référence	Description	Qté
11352	Support champ stérile avec deux pinces, 61 cm	1
11184	Bras support	1
11481	Anneau ovale moyen, 26,7 x 38,1 cm	1
11560	Pince inclinable avec crémaillère	6
11944	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 5,1 x 25,4 cm	1
11946	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 7,6 x 25,4 cm	1
11948	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 10,2 x 20,3 cm	1
11641	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 5,1 x 20,3 cm	1
11942	Rétracteur Balfour fixe, tige carrée, 8,9 x 7 cm	1
11952	Rétracteur Harrington fixe, tige carrée, 8,9 x 25,4 cm	1
11512	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 5,1 x 7,6 cm	1
11513	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 5,1 x 10,2 cm	1
3424	Ensemble plateau/couvercle, 30,5 x 45,7 x 10,2 cm	2

Petite incision

Système de rétraction à anneau

Référence	Description	Qté
11321	Support champ stérile avec deux pinces, 45,7 cm	1
11184	Bras support	1
11632	Anneau ovale petit, 21,6 x 30,5 cm	1
11560	Pince inclinable avec crémaillère	4
11908	Rétracteur Gelpi, tige carrée	1
11644	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 2,5 x 3,8 cm	1
11645	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 2,5 x 6,4 cm	1
11640	Rétracteur Kelly fixe, tige carrée, 5,1 x 6,4 cm	1
11904R	Rétracteur Deaver fixe, tige carrée, 1,9 x 7,6 cm	1
11938	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 1,3 x 10,2 cm	1
11940	Rétracteur malléable fixe, tige carrée, 2,5 x 12,7 cm	1
3424	Ensemble plateau/couvercle, 30,5 x 45,7 x 10,2 cm	2

Arthrodèse lombaire par voie antérieure

Système de rétraction à anneau

Référence	Description	Qté
11321	Support champ stérile avec deux pinces, 45,7 cm	1
11848	Deux bases, ovale	1
11560	Pince inclinable avec crémaillère	8
11863	Lame ABH rénale en aluminium, 2,5 x 7,6 cm	2
11864	Lame ABH rénale en aluminium, 2,5 x 10,2 cm	2
11865	Lame ABH rénale en aluminium, 2,5 x 12,7 cm	2
11866	Lame ABH rénale en aluminium, 2,5 x 15,2 cm	2
11867	Lame ABH rénale en aluminium, 2,5 x 17,8 cm	2
11868	Lame ABH rénale en aluminium, 2,5 x 20,3 cm	2
11360	Support pour rétracteur tige ronde	8
11860	Plateau et couvercle de stérilisation	1
3424	Ensemble plateau/couvercle, 30,5 x 45,7 x 10,2 cm	2

Rétracteurs rachidiens supplémentaires :

11300R	Lame ABH Deaver en aluminium, 7 x 11,4 cm
11301R	Lame ABH malléable en aluminium, 5,1 x 16,5 cm
11302R	Lame ABH Mayo en aluminium, 7 x 5,1 cm
11303R	Lame ABH Mayo en aluminium, 8,9 x 5,1 cm
11308	Lame ABH Splanchnique en aluminium, 5,1 x 11,4 cm
11309	Lame ABH Splanchnique en aluminium, 5,1 x 15,2 cm



Références produits

Index

3055.....	11	3595.....	12
3069.....	18	3596.....	21
3076.....	10	3597.....	21
3086.....	10	3601.....	28
3092.....	20	3602.....	28
3093.....	22	3603.....	23
3096.....	24	3604.....	23
3098.....	21	3605.....	23
3099.....	28	3610.....	12
3133.....	24	3614.....	42
3137.....	21	3616.....	42
3142.....	24	3618.....	42
3146.....	22	3620.....	42
3148.....	22	3622.....	18
3176.....	24	3623.....	18, 38
3177.....	19	3626.....	42
3185.....	20	3630.....	19, 43
3201.....	28	3635.....	43
3203.....	27	3640.....	43
3216.....	27	3647.....	43
3217.....	27	3650.....	26, 43
3218.....	28	3654.....	10
3219.....	28	3700.....	8, 46
3220.....	28	3720.....	13, 46
3274.....	20	3732.....	9, 46
3335.....	24, 34, 35, 36	3740.....	12, 46
3336.....	42	3759.....	10, 38
3342.....	42	3765.....	26, 43
3343.....	42	3772.....	21, 34, 35, 36
3391.....	23	3774.....	28, 34, 35
3398.....	21	3780.....	42
3424.....	14, 54, 55, 56	3782.....	27
3426.....	31	3784.....	20, 34, 35, 36
3483.....	42	3786.....	27
3485.....	42	3788.....	24, 34, 35, 36
3529.....	28, 38	3790.....	24, 34, 35, 36
3530.....	27	3792.....	24, 36
3531.....	20, 38	3794.....	21, 34, 35, 36
3532.....	23	3796.....	21, 36
3533.....	23	3798.....	28, 36
3534.....	23	3800.....	28
3535.....	21	3812.....	42
3536.....	24, 38	3814.....	42
3537.....	24	3816.....	42
3557.....	18	3824.....	42
3565.....	42	3842.....	42
3570.....	42	3848.....	20
3586.....	12	3860.....	42
3588.....	11, 34	3862.....	22, 34
3590.....	21	3864.....	22, 34
3592.....	24	3870.....	23
3593.....	24	3872.....	23, 38
3594.....	42	3874.....	23, 38
		3886.....	42
		3888.....	28, 35

3890.....	13	4622.....	21, 44
3892.....	21	4637.....	21
3900.....	13, 46	4920.....	31
3909.....	22	4921.....	31
3910.....	18	4922.....	31
3911.....	24	4927.....	27
3914.....	20	4928.....	27, 35
3915.....	20	4929.....	27, 38
3916.....	20	4931.....	27
3917.....	22	4932.....	27
3918.....	22	4933.....	27
3919.....	22	4935.....	27
3921.....	25	4936.....	27
3922.....	25	4937.....	27
3923.....	25	4940.....	9, 38
3924.....	29	4943.....	9, 38
3925.....	29	4944.....	8, 38
3926.....	25	4954.....	19
3927.....	25	4956.....	29, 35
3928.....	25	4957.....	26, 35, 37
3929.....	28	4958.....	26, 35, 37
3931.....	25	4959.....	28, 35
3932.....	25	4960.....	28, 35
3974.....	30	4961.....	28, 35
3975.....	30	4962.....	28, 37
3976.....	30	4963.....	23, 37
3977.....	31	4964.....	23, 36, 37
3978.....	31	4965.....	23, 36, 37
3979.....	31	4966.....	23, 36
3980.....	30	4967.....	23, 37
3981.....	30	4968.....	23, 37
3983.....	30	4969.....	23, 37
4017.....	31	4970.....	23, 37
4019.....	31	4971.....	23, 37
4020.....	9, 34	4972.....	23, 37
4040.....	12, 34, 35, 36, 37, 38, 39	4973.....	23, 37
4070.....	9, 39	4974.....	23, 37
4080.....	8, 34, 39, 42	4975.....	26, 36
4090.....	9	4976.....	26, 36
4547.....	10	4977.....	20, 36
4592.....	25, 44	4978.....	24, 37
4593.....	25, 44	4979.....	24, 37
4594.....	25, 44	4980.....	24, 37
4595.....	25, 44	4981.....	24, 37
4597.....	25, 44	4985.....	9
4598.....	25, 44	4988.....	9
4599.....	25, 44	10244.....	8, 34, 35, 36, 37, 44, 45
4600.....	25, 44	10269.....	8, 34, 35, 36, 44
4601.....	25, 44	10270.....	8, 34, 35, 36, 37, 44
4602.....	25, 44	10272.....	12, 44
4604.....	25, 44	10385.....	22, 45
4605.....	25, 44	10386.....	22, 45
4606.....	25, 44	10387.....	26, 45
4607.....	25, 44	10388.....	26, 45
4621.....	21, 44	10389.....	27, 45

10390.....	27, 45	11517.....	51, 54
10391.....	27, 45	11518.....	51, 54
10419.....	8, 45	11560.....	50, 54, 55, 56
10487.....	14, 45	11590.....	10
10493.....	14, 45	11627.....	26
10498.....	14, 45	11628.....	26
11030.....	12	11629.....	26
11050.....	8, 34, 35, 36, 37, 44, 45	11631.....	49
11070.....	8, 36	11632.....	49, 54, 56
11119.....	18	11633.....	49, 55
11121.....	11, 34, 35, 36	11634.....	49
11182.....	19, 44	11635.....	49, 54, 55
11183.....	19, 44	11637.....	49
11184.....	49, 54, 55, 56	11639.....	51
11275.....	49, 55	11640.....	51, 54, 56
11306.....	31, 53	11641.....	51, 55
11308.....	31, 39, 53, 56	11642.....	23
11309.....	31, 39, 53, 56	11644.....	51, 54, 56
11321.....	49, 54, 55, 56	11645.....	51, 54, 55, 56
11340.....	53	11646.....	50
11352.....	49, 55	11820.....	52, 54
11355.....	14	11821.....	52, 54
11360.....	18, 39, 56	11822.....	52, 54
11382.....	9	11826.....	49, 55
11383.....	18	11840.....	11
11384.....	11	11848.....	49, 56
11385.....	24	11849.....	49
11386.....	24	11860.....	14, 39, 56
11402.....	21	11861.....	9, 39
11406.....	28	11863.....	31, 53, 56
11407.....	28	11864.....	31, 53, 56
11408.....	28	11865.....	31, 53, 56
11409.....	28	11866.....	31, 53, 56
11440.....	50, 54	11867.....	31, 53, 56
11441.....	51, 54	11868.....	31, 53, 56
11442.....	51, 54	11875.....	49, 54
11443.....	51, 54	11900.....	52
11444.....	51, 54	11902.....	50, 55
11445.....	51, 54	11908.....	50, 56
11446.....	51, 54	11910.....	50
11447.....	51, 54	11920.....	11
11448.....	51, 54	11925.....	10
11480.....	49	11931.....	26
11481.....	49, 54, 55	11932.....	26
11482.....	49, 54	11933.....	26
11490.....	50, 54	11936.....	52, 55
11500.....	43	11938.....	51, 55, 56
11501.....	43	11940.....	51, 55, 56
11510.....	50, 54	11942.....	50, 55
11511.....	51, 54	11944.....	51, 55
11512.....	51, 54, 55	11946.....	51, 55
11513.....	51, 54, 55	11948.....	51, 55
11514.....	51, 54	11952.....	51, 55
11515.....	51, 54	11954.....	52, 55
11516.....	51, 54	11956.....	52, 54

11958	52, 54, 55	3377R	23
11960	52, 55	3379R	42
11962	52, 55	3392R	23
11964	52, 55	3393R	23
11966	49, 55	3394R	23
11968	49, 55	3397R	24, 35
10144R	18, 44	3399R	21
10405R	29, 45	3422R	14
11300R	30, 39, 53, 56	3804R	42
11301R	30, 39, 53, 56	3806R	42
11302R	30, 39, 53, 56	3808R	42
11303R	30, 39, 53, 56	3810R	42
11304R	31, 39, 53	3818R	42
11305R	31, 39, 53	3820R	42
11400R	20	3822R	42
11401R	21	3854R	20, 36
11403R	24	3856R	21, 38
11404R	24	3858R	42
11405R	27	3866R	24
11502R	43	3868R	24
11610R	18, 39	3876R	23, 38
11904R	50, 55, 56	3878R	23, 38
3030R	11	3880R	23
3046R	18	3882R	23, 38
3091R	20, 38	3883R	24, 36
3094R	28, 38	3906R	22
3101R	27	3907R	22
3103R	28	3908R	22
3104R	28	3982R	30
3105R	28	4018R	31
3120R	20	4105R	31
3121R	20	4596R	25, 44
3132R	24	4603R	25, 44
3145R	22	4615R	21, 44
3147R	22		
3150R	23		
3151R	23		
3152R	23		
3167R	29		
3175R	24		
3178R	19		
3187R	20		
3222R	20		
3223R	21		
3225R	42		
3259R	26, 43		
3265R	23		
3279R	42		
3281R	42		
3311R	43		
3341R	42		
3373R	23		
3374R	23		
3375R	23		
3376R	23		




Distribué par

Integra LifeSciences Services (France) SAS
Sales & Marketing EMEA
Immeuble Séquoia 2 - 97 allée Alexandre Borodine
Parc technologique de la Porte des Alpes
69800 Saint Priest • FRANCE
+33 (0)4 37 47 59 00 phone • +33 (0)4 37 47 59 99 fax
integralife.eu

Service clients


International : +33 (0)4 37 47 59 50 • +33 (0)4 37 47 59 25 (Fax) • csema@integralife.com
France : +33 (0)4 37 47 59 10 • +33 (0)4 37 47 59 29 (Fax) • custservfrance@integralife.com
Royaume-Uni : +44 (0)1264 312 725 • +44 (0)1264 312 821 (Fax) • custsvcs.uk@integralife.com
Belgique & Luxembourg : +32 (0)2 257 4130 • +32 (0)2 253 2466 (Fax) • custsvcbelux@integralife.com
Pays-Bas : +31 (0)852 083 167 • +31 (0)207 093 627 (Fax) • custsvcnetherlands@integralife.com
Italie : +39 (0) 2 577 89 21 • +39 (0) 2 575 11 371 (Fax) • custsvitaly@integralife.com

 Table Mounted Wishbone® Retractor Systems, others kits and TMR Trays:
Integra LifeSciences Corporation
4900 Charlemar Drive, Building A
Cincinnati, Ohio 45227, USA



 Integra containers for TMR systems:
Integra LifeSciences Production Corporation
11 Cabot Boulevard
Mansfield, MA 02048, USA



 Integra LifeSciences Services (France) SAS
Immeuble Séquoia 2 - 97 allée Alexandre Borodine
Parc Technologique de la Porte des Alpes
69800 Saint Priest, FRANCE
Tel : +33 (0) 4 37 47 59 00
Fax : +33 (0) 4 37 47 59 99

Indications : Les rétracteurs Integra® Omni-Tract® avec fixation sur la table sont indiqués pour fournir une rétraction stable pendant les chirurgies ouvertes, afin d'écartier provisoirement les tissus et organes, et ainsi visualiser le site opéré.

Contre-indications : Ne pas utiliser pour d'autres indications que celles prévues.

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays ou d'une région à l'autre du fait de procédures d'enregistrement réglementaire ou de conditions de vente locales spécifiques. Pour des instructions cliniques complètes, veuillez consulter les documents correspondants. Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification visant à améliorer la qualité de ses produits. Avertissement : la réglementation applicable peut réserver la vente de ces produits aux médecins ou sur ordonnance médicale.

Informations complémentaires pour les clients de la zone EMEA uniquement :
Les produits cités dans ce document ne sont pas inscrits à la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) mentionnée à l'article L165-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas éligibles au remboursement par l'Assurance Maladie. Les produits mentionnés dans ce document appartiennent aux classes de risque CE I et IIa. Veuillez contacter le service client Integra pour toute information complémentaire sur la classe des dispositifs. Tous les dispositifs mentionnés dans ce document sont marqués CE, exceptés ceux spécifiquement identifiés par la mention « NON MARQUÉS CE ».