


Pince de Scheye Integra MICRO FRANCE

Solution fiable pour le prélèvement de biopsies rectales

Dans le cadre du diagnostic de la **maladie de Hirschsprung** chez le bébé, l'enfant et l'adulte. **Micro France** propose, avec la Pince de Scheye, une solution fiable et performante pour le prélèvement de biopsies rectales dans le cadre du diagnostic de la maladie de Hirschsprung.

Ce système a été conçu pour **garantir des prélèvements précis**, nets et parfaitement exploitables histologiquement, tout en répondant aux plus hautes exigences de sécurité, d'hygiène et de reproductibilité en pratique clinique.



COMMENT COMMANDER ?

CEV504PS	Poignée axiale
CEV504S3	Insert Ø 3mm
CEV504S5	Insert Ø 5mm



Pince à biopsie rectale 5mm de Scheye
maladie de Hirschsprung


1/3



Inserts mors curettes et tube Ø5mm non stériles **usage unique** (Bte 3) pour biopsie

Poignée non stérile restérilisable

1/4



Diamètre biopsie
3 ou 5mm

CEV504S3 Insert Ø3mm

CEV504S5 Insert Ø5mm

CEV504PS Poignée axiale



Usage unique
à stériliser



Précaution:

Si le symbole d'usage unique est représenté sur l'étiquette du dispositif, cela signifie que ce produit est strictement réservé à l'usage d'un patient unique. Ne pas réutiliser, retraiter ni restériliser ce produit. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation du dispositif risque de compromettre son intégrité et/ou de le contaminer, ce qui peut entraîner des blessures, des maladies ou le décès du patient.